



X-WIPES Safety Pack

Váš šikovný pomocník pro bezpečnou a spolehlivou dezinfekci povrchů

Jednoduše bezpečně

X-Wipes Safety Pack – Váš šikovný pomocník pro bezpečnost a spolehlivost



Maximální bezpečnost ve vysoce rizikových oblastech

Patogeny - včetně multirezistentních bakterií - znovu a znovu vyvolávají infekce a jsou hrozbou zejména v intenzivní péči.

Pro ochranu pacientů, kteří jsou často imunosuprimováni, jsou hygienická doporučení v oblasti intenzivní péče přísnější. To platí i pro dezinfekci povrchů.

Nedostatečné čištění a dezinfekce opakovaně použitelných zásobníků navlhčených utěrek může vést k vytvoření biofilmu a následně i ke kontaminaci pracovního roztoku.

Odborníci proto k ochraně pacientů doporučují [1]:

- ve vysoce rizikových oblastech nepoužívejte systémy se zásobníky, které musí být čištěny a dezinfikovány (s výjimkou případů, kdy se v nich používají alkoholové dezinfekční přípravky),
- to platí i v případě, kdy musí být čištěno a dezinfikováno jen víko zásobníku.

Řešení: X-Wipes Safety Pack

Systém se zásobníkem na jedno použití je šikovným pomocníkem, který splňuje všechny požadavky kladené na systémy zásobníků s vlhčenými utěrkami používané ve vysoce rizikových oblastech. Neprovádí se žádné čištění a dezinfekce zásobníku, riziko kontaminace je tak sníženo na minimum.

Pacienti i personál ve vysoce rizikových oblastech jsou optimálně chráněni.

Maximální spolehlivost ve všech oblastech

Systém se zásobníkem na jedno použití se může začít používat okamžitě po nalití pracovního roztoku – není potřeba vkládat roli s utěrkami, není potřebný žádný oddělovací sáček, není potřeba nic čistit a dezinfikovat.

1 Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“. Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko. (Stanovisko dezinfekční komise Německé asociace pro aplikovanou hygienu (VAH) ve spolupráci s „Pracovní skupinou 4 + 4“ k používání systémů zásobníků a utěrek v oblastech s vysokým rizikem infekce); Hyg Med 2014; 39 – 9


Připraveno k použití jen v několika krocích:




Nasadit rukavice.




Odšroubovat víko.



Nalít 2,5 litru dezinfekčního roztoku.



Protáhnout utěrku dávkovacím otvorem.



Našroubovat víko zpět na Safety Pack.



Vyznačit dobu stability: 28 dnů.



NOVÉ: Spolehlivě těsnící víko zabraňuje jak vysychání, tak i kontaminaci utěrek

S ochrannou pečeti, která indikuje první použití



Patentované utěrky z polyesteru

- optimálně smáčejí dezinfikovaný povrch, přičemž na něj uvolňují 100 % účinných látek

NOVÉ: Pevné držadlo k bezpečnému přenášení



NOVÉ: Patentovaný dávkovací otvor ve tvaru diamantu

- bezpečnostní otvor zabraňuje předčasnému odtržení utěrky
- utěrky nemohou spadnout zpět do zásobníku
- je odstraněno riziko kontaminace, protože do zásobníku nelze sáhnout rukou

Přizpůsobivý materiál zásobníku

- vhodným tvarováním lze ušetřit místo

Dobrá stabilita

- díky speciálně tvarovanému dnu zůstává zásobník stabilní i po spotřebování utěrek

Zásobník X-Wipes Safety Pack na jedno použití je vašim šikovným pomocníkem pro dosažení nejvyšší hygienické bezpečnosti při dezinfekci povrchů



Vhodný pro všechny tekuté přípravky HARTMANN k dezinfekci povrchů



Alkoholové



Aldehydové



Bezaldehydové

Balení

Objednáací číslo	Název	Karton
703428/1	X-Wipes Safety Pack + Mikrobac forte 20 ml	4 ks
703430/1	X-Wipes Safety Pack + Kohrsolin FF 40 ml	4 ks

HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

Telefon: 800 100 333
kontakt@hartmann.cz

www.hartmann.cz



O krok dál
pro zdraví