

**HARTMANN**



Hilft. Pflegt. Schützt.

# Weil Heilen von Herzen kommt.

DermaPlast®  
Sortimentskatalog



**HARTMANN ist Nr. 1**

bei Wundversorgung  
am europäischen\*  
Apothekenmarkt

**Wundversorgung vom Experten.**

## DermaPlast®

### Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Egal ob Skateboard-Rennen, Küchenschlacht oder Schwimmen im See – wenn das Leben tobt, sind kleine Verletzungen unvermeidbar. Darum gibt es von DermaPlast® für jeden Bedarf das richtige Pflaster. Ideal für Ihre passgenaue Empfehlung, mit der ein blutendes Knie oder ein kleiner Schnitt optimal versorgt und schnell wieder vergessen sind.

**Auf jeder Packung:  
Anwendung klar  
erkennbar!**

**Einfach für Ihre Kunden –  
weniger Beratungs-  
aufwand für Sie.**

## DermaPlast® EFFECT

### Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen

Manche Wunden können mit moderner Pflaster-Technologie besser behandelt werden. Hydrokolloid-Pflaster von DermaPlast® EFFECT z. B. stellen ein heilungsförderndes feuchtes Wundmilieu her, das für eine besonders effiziente Behandlung sorgt. Blasen, Hühneraugen, Herpesbläschen, Fieberblasen und kleine Wunden können so bestmöglich versorgt werden. Perfekt – wenn das nächste Abenteuer Ihrer Kunden nicht lange warten soll.

## DermaPlast® MEDICAL

### Professionelle Wundversorgung für zu Hause

Viele Kunden möchten heute auch größere Wunden zu Hause selbst behandeln. Ihre starke Empfehlung: die in Klinik und Arztpraxis bewährten, professionellen Wundversorgungsprodukte von DermaPlast® MEDICAL. Sie geben die komplette Sicherheit und Garantie, dass Wunden auch in der Selbstmedikation medizinisch sinnvoll versorgt werden. Für Heilungsergebnisse auf Expertenniveau.



DermaPlast® STANDARD



DermaPlast® EFFECT




DermaPlast® MEDICAL


# DermaPlast®

Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

## DermaPlast® textil

Hautfreundliches Wundpflaster aus elastischem Gewebe, luftdurchlässig, strapazierfähig, elastisch, nicht verklebende Wundauflage.

 **Art.-Nr. 522 420**  
**PZN 5991449**  
10 Stück  
6 x 10 cm

 **Art.-Nr. 522 430**  
**PZN 5991455**  
10 Stück  
8 x 10 cm



Auch als Fingerpflaster in speziellen Zuschnitten für Fingerkuppen erhältlich.

**finger**  
 **Art.-Nr. 522 510**  
**PZN 5991461**  
12 Stück  
50 x 63 mm

 **Art.-Nr. 522 650**  
**PZN 5991478**  
12 Stück  
2 x 16 cm



Unser Pflaster mit zentrierter Wundauflage, erhältlich im Etui.


**centro**  
 **Art.-Nr. 522 810**  
**PZN 5991484**  
16 Stück  
2 Größen: 30 x 40 mm,  
40 x 60 mm



**family**  
 **Art.-Nr. 522 820**  
**PZN 5991490**  
32 Stück  
3 Größen: 19 x 72 mm,  
40 x 60 mm, 9 x 38 mm





Funktionelle Verpackung zum schnellen Entnehmen der Pflaster.

**express**  
 **Art.-Nr. 522 840**  
**PZN 5991509**  
15 Stück  
19 x 72 mm



**Rolle**  
 **Art.-Nr. 522 470**  
**PZN 5991515**  
1 Stück  
4 cm x 5 m


 **Art.-Nr. 522 480**  
**PZN 5991521**  
1 Stück  
6 cm x 5 m

 **Art.-Nr. 522 490**  
**PZN 5991538**  
1 Stück  
8 cm x 5 m



DermaPlast® sensitive

Hautfreundliches Wundpflaster aus weichem Vlies, luftdurchlässig, sanft und anschmiegsam, nicht verklebende Wundauflage, hautfarben.


 **Art.-Nr. 524 620**  
**PZN 5991544**  
10 Stück  
6 x 10 cm

 **Art.-Nr. 524 630**  
**PZN 5991550**  
10 Stück  
8 x 10 cm



Funktionelle Verpackung zum schnellen Entnehmen der Pflaster.

**express**

 **Art.-Nr. 524 850**  
**PZN 5991567**  
15 Stück  
19 x 72 mm



**family**

 **Art.-Nr. 524 860**  
**PZN 5991573**  
32 Stück  
3 Größen: 19 x 72 mm,  
40 x 60 mm, 9 x 38 mm




Das runde, anschmiegsame Pflaster ist für das Gesicht ideal geeignet.

**spots**

 **Art.-Nr. 524 740**  
**PZN 5991596**  
20 Stück  
22 mm



**Rolle**

 **Art.-Nr. 524 670**  
**PZN 5991604**  
1 Stück  
4 cm x 5 m

 **Art.-Nr. 524 680**  
**PZN 5991610**  
1 Stück  
6 cm x 5 m

 **Art.-Nr. 524 690**  
**PZN 5991627**  
1 Stück  
8 cm x 5 m



# DermaPlast®


Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

## DermaPlast® soft silicone

Weiche Pflaster mit hypoallergenem Silikonkleber für einen besonders schonenden Schutz der Wunde. Besonders geeignet für kleinere Wunden bei gereizter und empfindlicher Haut.

 **Art.-Nr. 535 311**  
**PZN 4996775**  
8 Stück  
2 Größen: 25 x 72 mm,  
40 x 60 mm



 **Art.-Nr. 535 331**  
**PZN 4996781**  
5 Stück  
6 x 10 cm




## DermaPlast® protect plus

Das Pflaster mit polsterner Schutzwirkung durch Polyethylen-Schaum mit Microperforation, zusätzlich ist es wasser- und schmutzabweisend. Auch für druckempfindliche Körperstellen geeignet.



Funktionelle Verpackung zum schnellen Entnehmen der Pflaster.

 **express**  
**Art.-Nr. 522 850**  
**PZN 5991633**  
15 Stück  
19 x 72 mm

 **family**  
**Art.-Nr. 522 860**  
**PZN 5991656**  
32 Stück  
3 Größen: 19 x 72 mm,  
40 x 60 mm, 9 x 38 mm

 **Art.-Nr. 535 441**  
**PZN 3047232**  
10 Stück  
6 x 10 cm

**DermaPlast® water-resistant**

Das runde Pflaster ist unauffällig und somit auch ideal für das Gesicht. Atmungsaktiv, hypoallergen und hautfreundlich. Wasser- und schmutzabweisend, verklebt nicht mit der Wunde.

spots

Art.-Nr. 523 740  
 PZN 5991739  
 20 Stück  
 22 mm



**Nr.1**

HARTMANN ist Nr. 1  
 bei Wundversorgung  
 am europäischen\*  
 Apothekenmarkt

**DermaPlast® aqua**

Die Wundabdeckung zum Schutz der Wunde vor Wasser und Feuchtigkeit. Es ist ein transparentes, wasserdichtes, luftdurchlässiges Filmplaster mit einer nicht verklebenden Wundaufgabe.



Art.-Nr. 535 540  
 PZN 4173909  
 20 Stück  
 3 Größen: 30 x 40 mm,  
 40 x 60 mm, 25 x 72 mm



finger  
 Art.-Nr. 535 541  
 PZN 5328308  
 16 Stück  
 3 Größen: 80 x 22 mm,  
 50 x 45 mm, 25 x 72 mm



Art.-Nr. 535 547  
 PZN 5328314  
 12 Stück  
 2 Größen: 30 x 40 mm,  
 40 x 60 mm

# DermaPlast®

Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

## DermaPlast® comfort

Aus elastischem und an-schmiegsamen Material, luftdurchlässiges, schmutz-abweisendes, wasserfestes Pflaster mit hohem Trage-komfort.



Funktionelle Verpackung zum schnellen Entnehmen der Pflaster.

### family



**Art.-Nr. 535 827**  
**PZN 5991768**  
32 Stück  
3 Größen: 19 x 72 mm,  
40 x 60 mm, 9 x 38 mm



**Art.-Nr. 535 828**  
**PZN 5991774**  
10 Stück  
6 x 10 cm

### express



**Art.-Nr. 535 829**  
**PZN 5991780**  
15 Stück  
19 x 72 mm

## DermaPlast® kids

Bunt bedrucktes hautfreundliches und strapazierfähiges Kinderpflaster. Die Wund-aufgabe verklebt nicht und ist wasser- und schmutz-abweisend.



Funktionelle Verpackung zum schnellen Entnehmen der Pflaster.

### family



**Art.-Nr. 523 710**  
**PZN 5991745**  
10 Stück  
6 x 10 cm



**Art.-Nr. 523 750**  
**PZN 5991751**  
15 Stück  
19 x 72 mm



**Art.-Nr. 535 640**  
**PZN 3041583**  
20 Stück  
2 Größen: 16 x 57 mm,  
19 x 72 mm

## DermaPlast® Wound Spray

Für Schürf-, Schnitt- und Brandwunden.

- antiseptische Wundreinigung
- unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
- dank schmerzarmen Anwendung für Kinder und empfindliche Haut geeignet



Art.-Nr. 531 040

PZN 5861037

1 Stück


50 ml



Schutz gegen  
Wundinfektion



Mechanische Reinigung  
der Wunde und  
Wundumgebung



Überkopf-  
Sprühfunktion



Schmerz-, farb- und  
geruchlos



Für sensible Haut  
geeignet



Dermatologisch  
getestet




# DermaPlast® EFFECT

Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen

## DermaPlast® EFFECT Blasen und kleine Wunden

Hydrokolloid-Pflaster, das austretende Blasenflüssigkeit absorbiert und dabei eine polsternde Gelschicht bildet. Leicht zuschneidbar; in praktischer, handlicher Plastikbox inkl. kleiner Schere.



 **Art.-Nr. 536 640**  
**PZN 3741599**  
3 Stück  
90 x 65 mm

Unser DermaPlast® Sortiment ist vollständig **MDR-konform.**  
Hier erfahren Sie mehr:




## DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit verstärktem Hydrokolloid-Kissen, das austretende Blasenflüssigkeit absorbiert und dabei eine polsternde Gelschicht bildet. In verschiedenen Größen für unterschiedlich große Blasen erhältlich.


### Kleine Blasen



 **Art.-Nr. 536 340**  
**PZN 4331308**  
6 Stück  
55 x 19 mm


### Große Blasen



 **Art.-Nr. 536 240**  
**PZN 4331314**  
6 Stück  
75 x 45 mm

### Blasen an der Ferse




 **Art.-Nr. 536 140**  
**PZN 4331277**  
6 Stück  
76 x 45 mm

## DermaPlast® EFFECT Fieberblasen

Hydrokolloid-Pflaster, das sich durch seine ergonomische Form den Lippen anpasst. In praktischer, handlicher Plastikbox inkl. Spiegel und Pinzette.



 **Art.-Nr. 536 840**  
**PZN 3423327**  
16 Stück  
17 x 12 mm

## DermaPlast® EFFECT Hühneraugen

Hydrokolloid-Pflaster mit verstärktem 10 mm rundem Hydrokolloid-Kissen, das die verhornte Haut aufweicht und so die Entfernung des Hühnerauges erleichtert.




 **Art.-Nr. 536 540**  
**PZN 4331320**  
7 Stück  
40 x 17 mm

DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster

Das Hydrogel-Pflaster zum Schutz und zur Behandlung von Brandwunden, das sofort für ein ausgewogenes, feuchtes Wundmilieu sorgt.



 **Art.-Nr. 532 198**  
**PZN 5886184**  
8 Stück  
43 x 68 mm

DermaPlast® EFFECT Schürfwunden

Transparentes Hydrokolloid-Pflaster speziell für Ellbogen und Knie; schnellere Heilung, lindert Schmerzen.




 **Art.-Nr. 536 350**  
**PZN 3590338**  
4 Stück  
100 x 85 mm

DermaPlast® EFFECT Silikon-Narbenpflaster


Hilft, der Entstehung von auffälligen Narben vorzubeugen – mit InvisiCo® Technologie.

- UV-Schutz 50 SPF, wasserfest
- repositionierbar und neu applizierbar
- schmerzarme Entfernung
- mit schützender Aufbewahrungsbox
- auf gewünschte Länge zuschneidbar



 **Art.-Nr. 535 011**  
**PZN 5969898**  
5 Stück  
7,2 x 5 cm



 **Art.-Nr. 535 012**  
**PZN 5969906**  
5 Stück  
4 x 30 cm



# DermaPlast® MEDICAL

## Professionelle Wundversorgung für zu Hause

### DermaPlast® MEDICAL Steriler Vliesverband mit Wundauflage

- atmungsaktives, selbstklebendes Wundpflaster
- steril, verklebt nicht mit der Wunde
- saugstarkes, zentrales Wundkissen
- hautfreundlich und elastisch

	<b>Art.-Nr. 531 310</b> <b>PZN 4489535</b> 5 Stück 7,2 x 5 cm
	<b>Art.-Nr. 531 311</b> <b>PZN 4489541</b> 5 Stück 10 x 8 cm
	<b>Art.-Nr. 531 312</b> <b>PZN 4489558</b> 5 Stück 15 x 9 cm



### DermaPlast® MEDICAL Steriler Transparentverband mit Wundauflage

- wasserdichtes, selbstklebendes Wundpflaster
- transparent und steril mit saugfähigem Wundkissen
- ermöglicht Duschen und Baden
- keimdicht und hautfreundlich



	<b>Art.-Nr. 531 320</b> <b>PZN 4489564</b> 5 Stück 7,2 x 5 cm
	<b>Art.-Nr. 531 321</b> <b>PZN 4489570</b> 5 Stück 10 x 9 cm



### DermaPlast® MEDICAL Elastisches Fixiervlies

- selbstklebender, atmungsaktiver Vliesverband von der Rolle
- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen
- luftdurchlässig und besonders weich
- für bewegliche Körperstellen geeignet



	<b>Art.-Nr. 531 351</b> <b>PZN 4489676</b> 1 Stück 10 cm x 2 m
---	---

### DermaPlast® MEDICAL Fixierfolie

- selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband als Rolle
- schützt vor Schmutz und Keimen
- zur vollflächigen, transparenten Fixierung von Wundauflagen
- zum Baden und Duschen geeignet



	<b>Art.-Nr. 531 350</b> <b>PZN 4489682</b> 1 Stück 10 cm x 2 m
---	---



**DermaPlast® MEDICAL Sterile Vliesstoff-Kompresse**

- saugfähige Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten
- luftdurchlässig, weich und geschmeidig
- zur Erstversorgung verschmutzter Wunden sowie als Tupfer und Kompresse geeignet



**Art.-Nr. 531 330**  
**PZN 4489653**  
 10 Stück (5 x 2)  
 7,5 x 7,5 cm

Unser gesamtes  
**DermaPlast® Sortiment**  
 finden Sie hier:



# DermaPlast®

# Ergänzungssortiment

## DermaPlast® QUICK AID

Der selbstklebende, wasserabweisende und elastische Wundverband aus Schaumstoff. Zur unkomplizierten Behandlung von kleinen Verletzungen.



**Art.-Nr. 550 010**  
**PZN 4938950**  
1 Stück  
6 cm x 2 m



**Art.-Nr. 550 011**  
**PZN 4938967**  
1 Stück  
6 cm x 2 m

## DermaPlast® Compress Gel

Gelkompresse nicht haftend mit einer integrierten Absorptionsschicht aus Vlies.



**Art.-Nr. 218 700**  
**PZN 4337156**  
20 Stück  
5 x 5 cm

**Art.-Nr. 218 710**  
**PZN 4337162**  
20 Stück  
5 x 7,5 cm

**Art.-Nr. 218 720**  
**PZN 4337179**  
20 Stück  
7,5 x 10 cm

## DermaPlast® Compress Plus

Wundkompress mit perforierter und beschichteter Folie.



**Art.-Nr. 550 301**  
**PZN 4358336**  
25 Stück  
5 x 7,5 cm

**Art.-Nr. 550 311**  
**PZN 4358342**  
25 Stück  
7,5 x 10 cm

## DermaPlast® Alginat

Blutstillende Watte.



**Art.-Nr. 601 510**  
**PZN 4337222**  
1 Stück  
2 g

## Verbandpäckchen

Fixierbinde mit Kompressenaufgabe nach DIN 13151.



**Art.-Nr. 780 821**  
**PZN 1566399**  
1 Stück  
60 x 80 mm

**Art.-Nr. 780 822**  
**PZN 1566407**  
1 Stück  
80 x 100 mm

**Art.-Nr. 780 823**  
**PZN 1566413**  
1 Stück  
100 x 120 mm

# Unser Ziel: Ihren Umsatz nachhaltig steigern

Dabei stehen nicht nur unsere qualitativ hochwertigen und apotheken-exklusiven Produkte im Fokus, sondern auch die Gestaltung Ihres Verkaufsortes sowie die persönliche Beratung durch unseren Außendienst und regelmäßige Schulungsangebote über die HARTMANN Akademie.

**Wir unterstützen  
Ihren Abverkauf!**  
**Mit innovativen POS-  
& Endverbraucher-  
Materialien.**

## Informationsmaterial

Zur Beratung für Ihr Team



## Laufende Produkt-Innovationen und -Highlights



## Abverkaufssteigerung

Durch attraktive  
Produktpräsentation



## Produktwissen & Praxistipps

E-Learnings und regelmäßige  
Webinare



Hier geht's zur  
HARTMANN Akademie



Hilft. Pflegt. Schützt.

**PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.**  
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64  
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0  
[office@at.hartmann.info](mailto:office@at.hartmann.info)  
[www.at.hartmann.info](http://www.at.hartmann.info)