









Wirksam und nachhaltig

# Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher.



-  100% plastikfreies Vliestuchmaterial
-  Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten
-  organic acid complex – patentierte Formulierung auf Basis organischer Fruchtsäuren
-  Sehr gute Materialverträglichkeit
-  Frei von Alkoholen, QAV, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
-  Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar\*

\* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	Versand-Einh. Packungen
Bacillo <sup>®</sup> Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 17 x 20 cm	981 935	6
Bacillo <sup>®</sup> Zero Tissues XL	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	6
Bacillo <sup>®</sup> Zero Tissues Big Pack	160 Tücher Flowpack Größe 18 x 20 cm	981 985	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Wirksamkeiten (hohe Belastung)

Bakterien / Pilze		
Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
Viren		
Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.

\*\* Modifizierter 4-Felder-Test.



Erfahren Sie mehr unter:  
<https://plhn.de/bzt>

Mehr als  
**98,5%**  
Inhaltsstoffe  
organischen Ursprungs