

Größen- und Bestellübersicht

Verstellbare Kompressions-Wraps

Produktinformation

Compreflex® Standard Calf – für die Wade

Hilfsmittelnummer: 17.06.23.2005

	Small		Medium		Large		X-Large		XX-Large	
	Regular	Tall	Regular	Tall	Regular	Tall	Regular	Tall	Regular	Tall
D	29–39 cm		34–44 cm		40–50 cm		46–56 cm		54–64 cm	
C	29–39 cm		34–44 cm		40–50 cm		46–56 cm		54–64 cm	
B1	24–34 cm		29–39 cm		34–44 cm		39–49 cm		44–55 cm	
B	19–26 cm		21–30 cm		26–36 cm		31–41 cm		36–46 cm	
L1	30–33,9 cm	34–42 cm	30–33,9 cm	34–42 cm	30–33,9 cm	34–42 cm	30–33,9 cm	34–42 cm	30–33,9 cm	34–42 cm
Artikel-Nr.	332088	332089	332090	332091	332092	332093	332094	332095	332096	332097
PZN	18652252	18652269	18652275	18652281	18652298	18652306	18652312	18652329	18652335	18652341

Compreflex® Standard Calf perfekt kombinieren

Unterziehstrümpfe mit Kompression

Verordnung auf einem Grünen Rezept für Selbstzahler

	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schuhgrößen					
Herren	<39	39–42	42–44	44–47	44,5–47
Damen	<38	38–40	40–43	>43	-
C	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
B	19–26 cm	21–30 cm	26–36 cm	31–41 cm	36–46 cm

Unterziehstrumpf Complete					
Artikel-Nr.	332141	332142	332143	332144	332145
PZN	18652660	18652677	18652683	18652708	18652714

Unterziehstrumpf Transition					
Artikel-Nr.	332137	332138	332139	332146	332147
PZN	18652720	18652737	18652743	18652766	18652795



Compreboot® Standard Foot – für den Fuß

Hilfsmittelnummer: 17.06.23.3005

	Small		Medium/Large		X-Large/XX-Large	
	Regular	Long	Regular	Long	Regular	Long
Y	28–36 cm	28–36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
A	22–26 cm	22–26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
Ai	14–18 cm	19–23 cm	18–20 cm	23–25 cm	20–22 cm	25–27 cm
Artikel-Nr.	332131	332132	332133	332134	332135	332136
PZN	18652602	18652619	18652625	18652631	18652648	18652654

Klettverschluss-Verlängerung für Compreflex® Standard Calf

Artikel-Nr.	332100
PZN	18652803



Auf der Suche nach der passenden Wundauflage?

Wundversorgung vom Experten – jetzt nur einen Klick entfernt



HARTMANN +

Hilft. Pflegt. Schützt.

Besser
gut gepüttert
als falsch
gewickelt.



Eine einfache Lösung
für die Kompression.

- + **Flexibel**
für sich wandelnde Bedürfnisse.
- + **Patientenzentriert**
für eine verbesserte Pflege.
- + **Effektiv**
für verbesserte Wundheilung
& die Reduzierung von Ödemen.

HARTMANN +

Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim, Deutschland
www.hartmann.info

Kompressionstherapie, die zu Ihrem Lebensstil passt.


Die richtige Behandlungslösung in 3 einfachen Schritten.

Schritt 1
KADI

0,9–1,3
Ulcus cruris venosum / akutes Trauma
(keine arterielle Einschränkung)

0,6–0,8
c
(venöse und arterielle Erkrankungen)

Schritt 2
Therapie-Phase*



Schritt 3
Aktivitätsniveau

Hoch



Mittel



Gering



Verstellbare Kompressions-Wraps

Kurzzugbinden

Varolast® Plus, Pütterbinde®, Pütter® Flex

Compreboot® Standard Foot, Compreflex® Standard Calf

Langzugbinden

Lastodur®, Pütter® Pro 2, Pütter® Pro 2 Lite

Multi-Komponenten-Kompressionssystem

Leichtes Multi-Komponenten-Kompressionssystem

Scanne mich!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite zur Kompressionstherapie.



* Neben der chronischen Veneninsuffizienz (CVI) können auch Erkrankungen wie Niereninsuffizienz, Eiweißmangel oder Fettleibigkeit zu Ödemen führen. Die Behandlung muss bei den genannten Kontraindikationen (in der Gebrauchsanweisung) ausgeschlossen werden. Daher muss zunächst eine ganzheitliche Beurteilung des Patienten vorgenommen werden. Es wird nicht empfohlen, eine Kompression anzuwenden, wenn die ABPI-Werte <0,6 oder >1,3 sind.

Informationen zur Stadieneinteilung finden sich in Protz, K., Eder, S., Lächli, S. et al. Einteilung und Nomenklatur der aktuellen Materialien zur Kompressionstherapie. Dermatologie 74, 270-281 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00105-023-05108-7>

Multi-Komponenten-Kompressionssystem

Produktinformation



Größe (Polsterbinde / Kompressionsbinde)	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
10 cm x 6,5 m / 10 cm x 8,2 m	931685	11482930	2 Binden
10 cm x 6,5 m / 10 cm x 8,2 m	931686	11661704	6 x 2 Binden



Größe (Polsterbinde / Kompressionsbinde)	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
10 cm x 6,5 m / 10 cm x 8,2 m	332017	16881480	2 Binden
10 cm x 6,5 m / 10 cm x 8,2 m	332019	16881497	12 Binden

Kurzzugbinden

Produktinformation



Größe	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
6 cm x 5 m	931807	01525532	1
8 cm x 5 m	931808	03469200	1
10 cm x 5 m	931802	03469217	1
12 cm x 5 m	931812	03469223	1
6 cm x 5 m	931806	00805554	10
8 cm x 5 m	931814	04940941	10
10 cm x 5 m	931803	04940958	10
12 cm x 5 m	931816	04940964	10



Größe	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
8 cm x 5 m	931582	02667234	1
10 cm x 7 m	931583	02667257	1
10 cm x 10 m	931585	02667286	1
8 cm x 5 m	931589	02667240	16
10 cm x 7 m	931587	02667263	20
10 cm x 10 m	931588	02667292	20



Größe	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
8 cm x 5 m	931828	03541251	1
10 cm x 5 m	931829	03541268	1
12 cm x 5 m	931830	03541274	1
8 cm x 5 m	931832	03542380	10
10 cm x 5 m	931833	03542397	10
8 cm/10 cm x 5 m (duo)	931825	06187011	2
10 cm x 5 m (duo)	931826	03541239	2

Langzugbinden

Produktinformation



Größe	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
6 cm x 7 m	931663	00614245	1
8 cm x 7 m	931664	00614251	1
10 cm x 7 m	931665	00614268	1
12 cm x 7 m	931666	00614274	1
20 cm x 7 m	931668	01332649	1
6 cm x 7 m	931631	01852538	10
8 cm x 7 m	931632	01852509	10
10 cm x 7 m	931633	01852515	10
12 cm x 7 m	931634	01852521	10
10 cm x 14 m	931629	02459346	1



Größe	Artikel-Nr.	PZN	Inhalt
6 cm x 7 m	931653	00614280	1
8 cm x 7 m	931654	00614297	1
10 cm x 7 m	931655	00614305	1
12 cm x 7 m	931656	00614311	1
6 cm x 7 m	931635	01852604	10
8 cm x 7 m	931636	01852662	10
10 cm x 7 m	931637	01852685	10
12 cm x 7 m	931638	01852716	10



Entdecken Sie unsere ergänzenden Produkte für zusätzlichen Schutz und Pflege der Haut.