

# HARTMANN



Pomáhá. Pečuje. Chrání.

## Revoluce v péči o rány.



Všestrannost,  
která Vás  
ohromí.

### Zetuvit® Plus Silicone Border

- ✚ Zlepšuje podmínky pro hojení ran
- ✚ Vyrovnává mikroklima v ráně
- ✚ Mnoho tvarů a velikostí



# Péče o rány je plná výzev.

## Rána

- Rána se nezlepšuje
- Okolí rány maceruje
- Ochrana rány (např. ve sprše)

## Pacient

- Dodržování léčebných pokynů
- Krytí sjíždí z rány při běžných aktivitách
- Protečení nebo podtečení krytí

## Péče

- Spolupráce pacienta při stanovené léčbě
- Omezené zdroje
- Čas pro ošetření a léčbu rány

# Vyvážená léčba ran

Dosažení úspěšného hojení ran s jistotou.



Cílem je snížit kumulativní zátěž ran a zároveň zlepšit životy pacientů. Zúčastnění odborníci doporučují včasnou intervenci k udržení nebo obnovení rovnováhy rány.<sup>1</sup>



## Péče o ránu

- Odstranění překážek hojení ran
- Optimalizování mikroklima rány
- Volba vhodného krytí, jako jsou silikonové krytí se superabsorbentem (SAP)

## Péče o pacienta

- Seznámení se s individuálními potřebami a očekáváním pacientů
- Zlepšení výsledků a celkové zkušenosti pacientů
- Zapojení pacientů do jejich vlastní péče, aby lépe přijali stanovenou léčbu za správnou

## Klinická péče

- Dosažení vyváženosti mezi péčí o ránu a péčí o pacienta
- Ujistění se, že váš omezený čas, úsilí a finance jsou využívány efektivně
- Zaměření se více na to, na čem opravdu záleží



# Navrženo k udržení a obnově rovnováhy rány.

Krytí první volby

Voděodolná a prodyšná fólie

Zelená, vodu odpozující vrstva. Chrání před protečením krytí

Měkké polymerové jádro se SAP, které zadržuje tekutinu a rovnoměrně ji distribuuje do celé plochy krytí

Hydrofilní vrstva, která zajišťuje rychlou absorpci tekutiny

Silikonová kontaktní vrstva s okrajem pro bezbolestné odstranění z rány

## Jednoduchý výběr, jednoduché použití

Všestranné **silikonové krytí se SAP**, které je snadno aplikovatelné na různé typy ran, jako jsou:



## Zlepšete podmínky pro hojení ran se Zetuvit® Plus Silicone Border.



### Vyrovňuje mikroklima

- Udržuje vlhké prostředí v ráně
  - Vysoce prodyšné
  - Absorbuje exsudát z rány
- lépe než srovnatelné pěnové krytí**



### Snižuje inhibitory hojení ran

- Váže a zadržuje bakterie
  - Váže a zadržuje MMP\*\*
- účinněji než srovnatelné pěnové krytí**



### Chrání ránu

- Silikonová vrstva kombinuje dostatečnou přilnavost krytí a atraumatické odstranění
- Efekt měkkého polstrování
- Chrání ránu před viry a bakteriemi

\*\* MMP = Matrixové metaloproteinázy



## Pacienti jsou v srdci naší péče

### Snižuje riziko

protečení či podtečení krytí a zápachu


### Zůstává na místě

až 7 dní, a to i při sprchování

### Pohodlné

během nošení, téměř bezbolestná  
výměna krytí

### Očekávané zvýšení kvality života pacientů ve srovnání se standardní péčí<sup>2</sup>



## Nový způsob efektivní péče

### Všestranné

Snadný výběr z několika velikostí a tvarů,  
snadné použití na různé typy ran

### Účinné

Zlepšuje podmínky pro hojení ran tím, že  
vyrovnává mikroklima v ráně a snižuje inhibitory  
hojení ran

### Šetrné k pacientům

Zlepšuje kvalitu života pacienta tím, že snižuje  
rizika péče o ránu, může být na ráně až 7 dní a je  
pohodlné

### Předpokládané lepší zdravotní výsledky a také nákladově úspornější v porovnání s pěnovým krytím<sup>3</sup>



Článek s českou verzí dotazníku  
Wound-QoL (Kvalita života pacienta  
s ránou), validovaná Mgr. Romanou  
Procházkovou a doc. PhDr. Andreou  
Pokornou, Ph.D.



Video: Jak Zetuvit Plus  
Silicone Border funguje?

# Jste připraveni vyzkoušet zcela novou generaci krytí na rány?

Správná volba:  
Vysoká kvalita  
Vyrobeno v EU

## Zetuvit® Plus Silicone Border



Stříhat lze pouze průhledné okraje, naopak absorpční část se stříhat **nesmí!**

Velikost včetně okrajů  
Velikost absorpční části

SÚKL kód



**8 × 8 cm**  
3,5 × 3,5 cm

5016718 Z



**10 × 10 cm**  
5 × 5 cm

5015984 Z



**12,5 × 12,5 cm**  
7,5 × 7,5 cm

5015985 Z



**15 × 15 cm**  
9,5 × 9,5 cm

5016719 Z




**17,5 × 17,5 cm**  
12,1 × 12,1 cm

5015987 Z



**20 × 20 cm**  
14,5 × 14,5 cm

5016721 Z



**13 × 15,5 cm**  
7,5 × 10 cm

5016724 Z



**12 × 23 cm**  
6,5 × 17,5 cm

5016725 Z



**16 × 26 cm**  
10,5 × 20,5 cm

5016720 Z



**18 × 18 cm**  
12,6 × 12,6 cm

5016722 Z



**23 × 23 cm**  
17,6 × 17,6 cm

5016723 Z



**25 × 25 cm**  
18,6 × 17,2 cm

5016726 Z

## Zetuvit® Plus Silicone



Nesmí se stříhat.

Velikost včetně okrajů  
Velikost absorpční části

SÚKL kód



**8 × 8 cm**  
6,6 × 6,6 cm

5015983 Z



**12,5 × 12,5 cm**  
11,1 × 11,1 cm

5015979 Z



**20 × 20 cm**  
18,6 × 18,6 cm

5015980 Z



**10 × 20 cm**  
8,6 × 18,6 cm

5015978 Z



**20 × 25 cm**  
18,6 × 23,6 cm

5015981 Z

Z - nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny po léčbě delší než 6 měsíců

**HARTMANN**



Pomáhá. Pečuje. Chrání.

HARTMANN – RICO a.s.  
Masarykovo nám. 77  
664 71 Veverská Bítýška  
tel. +420 800 100 150

Pro více informací  
navštivte webové stránky

[www.lecbarany.cz](http://www.lecbarany.cz)

