

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Einfachheit in Perfektion.



Ein-Tuch-Abdeckung für die roboterassistierte Laparoskopie

+ Flexibel

1 Abdecktuch
für Rücken- und Steinschnittlage
für mehr als 10 unterschiedliche Eingriffe

+ Praktisch

Integrierte Taschen mit Klettverschlussbändern
für Kabel und Instrumente

+ Durchdacht

Transparenter Anästhesiebereich für
vereinfachte Kommunikation

Ein-Tuch-Abdeckung für die roboterassistierte Laparoskopie

Ein Abdecktuch. Zwei Positionen. Mehr als 10 Eingriffe.

Transparenter Anästhesiebereich

optimiert die Kommunikation im Team, ermöglicht die Beobachtung des Patienten und stellt gleichzeitig eine Schutzbarriere dar.



Integrierte Kabel- und Instrumententaschen mit Klettverschlussbändern

an beiden Seiten – für sicheres Kabelmanagement und sichere Instrumentenaufbewahrung während des Eingriffs.

Ein Abdecktuch ersetzt bis zu sechs separate Abdecklösungen

bei laparoskopischen und roboterassistierten
abdominalen und abdominal-perinealen
Eingriffen in Rücken- und Steinschnittlage in der
Allgemeinchirurgie, Urologie und Gynäkologie.¹

Abdominal- und Perineal- Lochausschnitte mit Klebestreifen

für sicheren Zugang bei abdominalen
und abdominal-perinealen Eingriffen,
mit integrierter, ultradünner
Inzisionsfolie.

Integrierte Weißabgleich- Referenz

für schnelles und einfaches
Kamera-Setup bei
laparoskopischen und
roboterassistierten Eingriffen.



Was OP-Teams über das Abdecktuch sagen



Der transparente Anästhesiebereich erleichtert die Kommunikation mit dem OP-Team



Einfaches Öffnen der Beinabdeckungen in Steinschnittlage über die Perforation



Großer Lochausschnitt mit stützender Folie gegen Verrutschen



Mehr Effizienz

Die Lösung mit einem Abdecktuch ermöglicht bis zu dreimal schnelleres Abdecken des Patienten bei bis zu 70 % weniger Abdeckungsschritten.²



Kompatibel mit allen Robotersystemen

Ein Abdecktuch, unabhängig vom verwendeten System.



Unterstützt die Infektionsprävention

100 % des befragten medizinischen Fachpersonals bewertete das Kontaminationsrisiko der Lösung mit einem Abdecktuch als genauso hoch oder geringer als bei ihrer derzeitigen Lösung; 70 % stufen es als geringer ein.³



Schützt den Sterilbereich

Mit leistungsstarker Barrierefunktion über die gesamte Fläche des Abdecktuchs und mit wirksamem Flüssigkeitsmanagement gemäß EN 13795.



Weniger Lagerbestand

1 Abdecktuch ersetzt bis zu 10 konventionelle Patienten-Abdecktücher und Komponenten für laparoskopische und roboterassistierte Eingriffe in Rücken- und Steinschnittlage.¹

Ein-Tuch-Abdeckung für die roboterassistierte Laparoskopie

Mehrere Disziplinen. Ein Workflow. Mehr Effizienz.



Produktspezifikationen

Artikelnummer	936 040
Packungsinhalt	10 Stück
Typ	Steriles Patienten-Abdecktuch zur Einmalanwendung
Material	Protect, transparentes PE
Länge des Abdecktuchs	360 cm
Breite des Abdecktuchs	
– im Liegen	350/245 cm
– in unterer Steinschnittlage	350/260 cm
Größe des Lochausschnitts	26 x 30 cm
Länge der Beinschützer	130 cm
Taschen	117 x 39 cm, 1 Abschnitt, wiederverschließbar
Fixierung	3 Klettverschlussbänder
EN 13795	High Performance im gesamten Abdecktuch



Anwendungs-
videos ansehen



1 Basierend auf einem internen Vergleich von Patienten-Abdecklösungen, die häufig bei laparoskopischen und roboterassistierten abdominalen und abdominal-perinealen Eingriffen im Liegen und in Steinschnittlage verwendet werden (Allgemeinchirurgie, Urologie, Gynäkologie). Die Analyse umfasst separate Abdecklösungen für laparoskopische Eingriffe im Liegen, laparoskopische Eingriffe in Steinschnittlage, abdominal-perineale/rektale Eingriffe in Steinschnittlage, roboterassistierte Eingriffe im Liegen und roboterassistierte Eingriffe in Steinschnittlage.

2 Basierend auf einem internen Test, verglichen mit Universalset mit 4 Abdecktüchern.

3 Basierend auf einer internen Befragung, verglichen mit den zurzeit verwendeten Lösungen.


HARTMANN, Ihr Partner für Spitzenchirurgie.

Hochwertige Lösungen für das
gesamte OP-Team.



Erfahren Sie mehr über
unsere Lösungen

Foliodrape®
Getragen von
50 Jahren
Leidenschaft
und Innovation



Seit 50 Jahren vertrauen Operationsteams auf der ganzen Welt auf HARTMANN-
Abdecktücher, um das zu schützen, was am wichtigsten ist – Patienten und medizinisches
Fachpersonal.

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info