

**HARTMANN**



Hochwertige  
OP-Mäntel aus  
Spunlace-Vliesstoff.  
**Jetzt erhältlich!**

Angenehmes  
Tragegefühl von  
Baumwolle



Vorteile eines  
Einmal-OP-  
Mantels<sup>[1]</sup>

**NEU**

## Foliodress® Gown Soft

- ✚ Hoher Tragekomfort<sup>[1]</sup>, hohe Atmungsaktivität<sup>[2]</sup>
- ✚ Praktischer Klettverschluss
- ✚ In extraweiten Größen erhältlich

HARTMANN  
+

**MDR  
konform**

– Alle Produkte –


# Foliodress® Gown Soft

## Einmal-OP-Mäntel aus Spunlace-Vliesstoff – für mehr Tragekomfort im OP.



### Praktischer Klettverschluss

Erleichtert das Fixieren.



### Natürliches Material

Unser Spunlace-Vlies mit einem hohen Anteil an Cellulose ist hautfreundlich und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.<sup>[1]</sup>

### Längere Tragbarkeit



Optimale Atmungsaktivität und Temperaturregulierung.<sup>[2]</sup>

### Verbesserter Schutz



Mäntel der Variante Reinforced sind vollständig flüssigkeitsundurchlässig.

### Reißfestigkeit



Erfüllt die Anforderungen der EN 29073-3 an Zugfestigkeit.

### Optimierte Effizienz



Einmal-OP-Mäntel sparen Arbeitszeit und Ressourcen, da keine Aufbereitung erforderlich ist.

Art.-Nr.	Größe	Länge	Breite	Mäntel pro Karton
992 016	Standard L	126 cm	150 cm	20
992 017	Standard XL	146 cm	160 cm	20
992 018	Standard XL <b>extraweit</b>	146 cm	<b>190 cm</b>	20
992 019	Standard XXL	170 cm	170 cm	22
992 022	Reinforced L	126 cm	150 cm	20
992 020	Reinforced XL	146 cm	160 cm	20
992 023	Reinforced XL <b>extraweit*</b>	146 cm	<b>190 cm</b>	18
992 021	Reinforced XXL	170 cm	170 cm	18

Alle Mäntel werden mit Einschlag und Papierhandtüchern geliefert.

\* Lieferbar ab August 2025

[1] Evaluating Operating Room Gowns: Comparing Comfort Of Nonwoven and Woven Materials By R.L. Barker, B.J. Scruggs, and I. Shalev, Center for Research on Textile Protection and Comfort, College of Textiles, North Carolina State University, Raleigh, NC, 2000  
 [2] Studies on the properties of nonwoven surgical gowns, Vinay Kumar Midha, Arjun Dakuri and Varsha Midha, 2012



Erhältlich:  
 einzeln steril  
 +  
 in Ihrem  
 CombiSet®



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.  
 IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64  
 2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0  
 office@at.hartmann.info  
 www.at.hartmann.info