

Foliodrape® Protect Plus


Laparoskopisæt I

Tredimensionelt sæt som anvendes til steril afdækning ved forskellige former for laparoskopiske indgreb, f.eks. kolecystektomi, appendektomi og herniotomi.



Fordele:


Høj absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip



140x190 cm



80x145 cm



28x32 cm

310x250 cm



33x33 cm

 reinforced 

Indhold:

1 stk Bordafdækning, forstærket 140 x 190 cm
1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
1 stk Laparoskopiafdækning forstærket med transparente lommer til
MIS-instrument, hul 28 x 32cm, 310 x 250 cm
4 stk Håndklæder 33 x 33 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Laparoskopisæt I	938 709	6 stk	1 AFP