

# Foliodrape® Protect Plus


Hoftesæt I

Anvendes til steril afdækning ved hoftekirurgi, f.eks. osteosyntese ved femurfraktur og hoftealloplastik.



### Fordele:


Høj absorberende  
Slidstærkt  
Uigennemtrængelig  
Intet fiberslip




140x190 cm




80x145 cm



170x300 cm



280x245 cm



150x200 cm



150x100 cm



75x90 cm



10x50 cm



33x33 cm

reinforced

### Indhold:

- 1 stk Bordafdækning, forstærket 140 x 190 cm
- 1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
- 1 stk Afdækning med klæb 170 x 300 cm
- 1 stk Slidslagen med klæb, forstærket 245 x 280 cm, slids 10 x 95 cm,
- 1 stk Afdækning 150 x 200 cm
- 1 stk Afdækning 150 x 100 cm
- 1 stk Afdækning 75 x 90 cm
- 3 stk Operationstape 10 x 50 cm
- 4 stk Håndklæder 33 x 33 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Hoftesæt I	938 715	3 stk	1 AFP

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)