

Stülpa-fix®

Högelastiskt tubnät

Stülpa-fix är ett högelastiskt tubnät för snabba och enkla förbandsfixeringar som skyddar huden från påverkan av häftmassor och kraftigt tryck. Nätet gör att förbandet blir lätt att fixera även på de mest komplicerade ställen på kroppen t.ex. armhålör.



- 1 Stülpa-fix kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår
- 2 Enkel och snabb att applicera
- 3 Elasticitet bredd: 800%

Fördelar:

Bekväm att bära
Enkel att hantera
Många användningsområden
Släpper igenom luft
Latexfri



Egenskaper

Stülpa-fix är ett högelastiskt tubnät med en hög andel bomull. Nätet ger långvariga och säkra förbandsfixeringar utan att försämra rörelseförmågan. Förbandsbyte kan enkelt utföras utan att tubnätet behöver avlägsnas. Huden utsätts inte för någon påverkan av häftmassa eller kraftigt tryck. På grund av sin höga tånjbarhet är Stülpa-fix enkel och snabb att applicera. Stülpa-fix kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår.

Indikation

Används som hudvänlig fixering av förband på alla kroppsdelar. Kontraindikationer: Inga kända.

Material

68% bomull, 24% polyamid, 8% elasthan.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet längd: 95%
Elasticitet bredd: 800%
Sträckt längd är ca: 25 m.
Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Benämning	Mått (osträckt)	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Stülpa-fix® Styckförpackade i ask	Stl. 1	12 m x 1 cm	Finger	932 541	1 st	19 AFP
	Stl. 2	12 m x 2 cm	Hand/arm/barnfot/barnben	932 542	1 st	16 AFP
	Stl. 3	12 m x 3 cm	Fot/ben/barnhuvud	932 543	1 st	12 AFP
	Stl. 4	12 m x 5 cm	Huvud, barnbål	932 544	1 st	8 AFP
	Stl. 5	12 m x 6,5 cm	Bål	932 545	1 st	6 AFP
	Stl. 6	12 m x 8,5 cm	Kraftig bål	932 546	1 st	4 AFP
	Stl. 7	12 m x 11,5 cm	Mycket kraftig bål	932 547	1 st	4 AFP