

# Foliodrape® Protect Plus


ØNH-sæt I

Anvendes til steril afdækning ved ØNH- og maxillofacial kirurgi.



**Fordele:**


Høj absorberende  
Slidstærkt  
Uigennemtrængelig  
Intet fiberslip




140x190 cm



80x145 cm



200x200 cm



125x150 cm



10x50 cm



33x33 cm

 reinforced 

**Indhold:**

1 stk Bordafdækning, forstærket 140 x 190 cm  
1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm  
1 stk Afdækning med klæb, forstærket 200 x 200 cm  
1 stk Slidslagen med klæb, forstærket 125 x 150 cm,  
slids 40 x 6,5 cm  
1 stk Operationstape 10 x 50 cm  
4 stk Håndklæder 33 x 33 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus ØNH-sæt I	938 735	8 stk	1 AFP