

Foliodrape® Protect Plus


Neurokirurgisæt I

Anvendes til steril afdækning ved
kranio cerebrale neurokirurgiske indgreb,
f.eks. intrakranielle tumorer, lukkede og
åbne kranio cerebrale skader og trepanering.



Fordele:

Høj absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip




140x190 cm



80x145 cm



50x50 cm



19x30 cm

320x245 cm

reinforced



10x50 cm



2x23 cm



33x33 cm

Indhold:

1 stk Bordafdækning, forstærket 140 x 190 cm
1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
4 stk Afdækning med klæb 50 x 50 cm
1 stk Neurokirurgiafdækning med incisionsfilm og væskeopsamlingspose 320 x 245 cm
1 stk Operationstape 10 x 50 cm
2 stk Velcrobånd 2 x 23 cm
2 stk Håndklæder 33 x 33 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Neurokirurgisæt I	938 741	5 stk	1 AFP