

# Foliodress® Comfort

Ekstra forstærket operationskittel



### Fordele:

Farvekode

Combitape for justerbar lukning

Bløde og lange manchetter

Lavt fiberslip

Operationskittel af høj kvalitet til engangsbrug. Den består af flere lag væskeafvisende nonwoven med et mellemlag af mikrofiber. Effektiv barriere mod væske og bakterier. Åndbart, slidstærkt materiale med lavt fiberslip. Svejsede sømme, kraftig linning og lange, elastiske strikmanchetter. Model B har integreret maske og fingerstrop for at hindre manchetterne i at glide op. Den ekstra forstærkede model lukkes med den unikke combitape, som tillader at halsudskæringen justeres efter behov. Model B lukkes med en lang velcrolukning. Smart farvekode på halsudskæringen for nem identifikation af produktet.



Rød farvekode for forstærket kittel



Kittel ekstra forstærket



Kittel Model B ekstra forstærket

| Sortiment   | Størrelse | Længde | Varenr. | AFP    | TFP   |
|---|-----------|--------|---------|--------|-------|
| Foliodress® Comfort Ekstra forstærket, forstærket armsektion,         | L         | 127 cm | 992 921 | 28 stk | 1 AFP |
| steril enkeltpakket   | XL        | 147 cm | 992 922 | 28 stk | 1 AFP |
|   | XXL       | 155 cm | 992 923 | 28 stk | 1 AFP |
| Foliodress® Comfort Model B Ekstra forstærket, forstærket armsektion, | L         | 130 cm | 992 929 | 32 stk | 1 AFP |
| integreret maske, steril enkeltpakket                                 | XL        | 150 cm | 992 930 | 28 stk | 1 AFP |