

Foliodress® Comfort

Operationskittel



Fordele:

Farvekode

Combitape for justerbar lukning

Bløde og lange manchetter

Lavt fiberslip

Operationskittel af høj kvalitet til engangsbrug. Den består af flere lag væskeafvisende nonwoven med et mellemlag af mikrofiber. Effektiv barriere mod væske og bakterier. Åndbart, slidstærkt materiale med lavt fiberslip. Svejsede sømme, kraftig linning og lange, elastiske strikmanchetter. Velegnet til alle typer operationer med moderate til store væskemængder. Kitlen lukkes med den unikke combitape, som tillader at halsudskæringen justeres efter behov. Smart farvekode på halsudskæringen for nem identifikation af produktet.



Grøn farvekode for standardkittel



Rød farvekode for forstærket kittel



standardkittel



forstærket kittel



Kitlens bagside

Sortiment	Størrelse	Længde	Varenr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort standard steril enkeltpakket	M	122 cm	992 904	36 stk	1 AFP
	L	127 cm	992 905	32 stk	1 AFP
	XL	147 cm	992 906	32 stk	1 AFP
	XXL	155 cm	992 907	32 stk	1 AFP
Foliodress® Comfort forstærket steril enkeltpakket	M	122 cm	992 912	32 stk	1 AFP
	L	127 cm	992 913	28 stk	1 AFP
	XL	147 cm	992 914	28 stk	1 AFP
	XXL	155 cm	992 915	28 stk	1 AFP