

Foliodress® Comfort

Operationskittel Peel & Go (uden crepepapir og serviet)



Fordele:

Farvekode

Combitape for justerbar lukning

Bløde og lange manchetter

Lavt fiberslip

Operationskittel af høj kvalitet til engangsbrug. Den består af flere lag væskeafvisende nonwoven med et mellemlag af mikrofiber. Effektiv barriere mod væske og bakterier. Åndbart, slidstærkt materiale med lavt fiberslip. Svejsede sømme, kraftig linning og lange, elastiske strikmanchetter. Velegnet til alle typer operationer med moderate til store væskemængder. Kitlen lukkes med den unikke combitape, som tillader at halsudskæringen justeres efter behov. Smart farvekode på halsudskæringen for nem identifikation af produktet.



Grøn farvekode for basic & standardkittel



Rød farvekode for forstærket kittel



standardkittel

forstærket kittel

basic kittel

Sortiment	Størrelse	Længde	Varenr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort basic, PG, åben ryg uden combitape, steril enkelpakket	L	123 cm	992 901	32 stk	1 AFP
	XL	149 cm	992 902	32 stk	1 AFP
Foliodress® Comfort standard, PG, steril enkelpakket	L	127 cm	992 909	36 stk	1 AFP
	XL	147 cm	992 910	32 stk	1 AFP
Foliodress® Comfort forstærket, PG, steril enkelpakket	L	127 cm	992 925	32 stk	1 AFP
	XL	147 cm	992 926	28 stk	1 AFP
	XXLL	177 cm	992 927	28 stk	1 AFP

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info