

Foliodress® Comfort

Urologikittel



Fordele:

Farvekode

Bløde og lange manchetter

Ultraforstærket

Vidde tillader brug i siddende stilling

Urologikittel af nonwoven materiale og polyetylenfilm for at forhindre gennemvædning fra brystet og nedefter. Raglanærmer med ekstra forstærkning mod væske. Ekstra vidde, hvilket gør den velegnet til at anvende i siddende stilling. Åben ryg, som lukkes med bindebånd i halsen. Designet specielt til urologiske og artroskopiske indgreb med store væskemængder. Smart farvekodning på halsudskæringen for nem identifikation af produktet.



Gul farvekode for urologirkittel



Sortiment	Størrelse	Længde	Varenr.	AFP	TFP
Urologikittel, ultraforstærket, ekstra forstærket front og ærmer, steril, enkeltpakket	L	130 cm	992 937	32 stk	1 AFP
	XL	150 cm	992 938	32 stk	1 AFP

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info