


MoliNea plus & super

Hygienunderlägg

MoliNea plus och MoliNea super hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.



- 1 Absorptionskärna**
Absorptionskärnan av cellulosafloff absorberar vätskan snabbt.
- 2 Spärrskikt**
Det undre spärrskiktet av plast är anti-glidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvätning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.
- 3 Ytskikt**
Heltäckande mjukt ytskikt av non-woven som även täcker runt sidorna för att förhindra att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.



Fördelar:

- Skonsam mot huden
- Snabb absorption
- Många användningsområden

Material:

- Absorptionsdyna: Cellulosa
- Spärrskikt: Polyeten
- Ytskikt: Polypropen non-woven

Produkten är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått.	Färg	Förp.
MoliNea super 40x60	161 200	36 gr	40x60 cm	Blå	6x25 st
MoliNea super 60x60	163 300	55 gr	60x60 cm	Blå	100 st
MoliNea super 60x90	161 194	86 gr	60x90cm	Blå	4x25 st
MoliNea plus 60x60	161 400	46 gr	60x60 cm	Grön	4x30 st
MoliNea plus 60x90	161 604	77 gr	60x90 cm	Grön	4x30 st
MoliNea plus 40x60	161 170	30 gr	40x60 cm	Grön	150 st
MoliNea plus 60x60	161 370	46 gr	60x60 cm	Grön	100 st
MoliNea plus 60x90	161 670	77 gr	60x90 cm	Grön	100 st
MoliNea plus med bäddflikar	161 804		180 x 90 cm	Vit	4x20 st