

# Peha-isoprene® latexfri

Pudderfri operationshandske af polyisopren

Ultra tynd operationshandske af polyisopren. Høj berøringsfølsomhed, elasticitet og slidstyrke. Kan anvendes som overhandske til alle typer kirurgiske indgreb, hvor der er øget risiko for perforering af handske.



### Fordele:

Latexfri  
Lav AQL  
Høj brugerkomfort  
Høj elasticitet og slidstyrke

### Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk polyisopren
Farve	Gul/hvid
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,21 mm
Tykkelse håndflade	0,19 mm
Tykkelse cuff	0,17 mm
Proteinindhold	Fri fra latex proteiner
AQL	0,65
PPE	CE-mærket ifølge EU-direktiv 89/686/EEC for PPE Klasse III
Farvekode	Lysegrøn
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671

• Peha-isoprene latexfri fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latexfri



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-isoprene® latexfri	5,5	942 717	50 par	4 AFP
	6,0	942 718	50 par	4 AFP
	6,5	942 719	50 par	4 AFP
	7,0	942 720	50 par	4 AFP
	7,5	942 721	50 par	4 AFP
	8,0	942 722	50 par	4 AFP
	8,5	942 723	50 par	4 AFP
	9,0	942 724	50 par	4 AFP