

Peha-profile® latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatex

Pudderfri operationshandske med fremragende taktil følsomhed. Den anatomiske pasform modvirker hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoxiske lægemidler og kemikalier, samt alle kirurgiske indgreb.



Fordele:

Tekstureret for bedre greb
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatem
Farve	Latex hvid/Beige
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,23 mm
Tykkelse håndflade	0,21 mm
Tykkelse cuff	0,18 mm
Proteinindhold	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Farvekode	Lilla
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

• Peha-profile latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-profile® latex	5,5	942 690	50 par	4 AFP
	6,0	942 691	50 par	4 AFP
	6,5	942 692	50 par	4 AFP
	7,0	942 693	50 par	4 AFP
	7,5	942 694	50 par	4 AFP
	8,0	942 695	50 par	4 AFP
	8,5	942 696	50 par	4 AFP
	9,0	942 697	50 par	4 AFP