

Peha-taft® latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatem

Pudderfri operationshandske med micro tekstureret overflade for optimalt greb. Den anatomiske pasform forhindrer hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoxiske lægemidler og kemikalier.



Fordele:

Operationshandske af høj kvalitet
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem
Høj brugerkomfort
Høj elasticitet og slidstyrke

Produktbeskrivels

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Latex hvid
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,20 mm
Tykkelse håndflade	0,16 mm
Tykkelse cuff	0,16 mm
Proteinindhold	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Farvekod	Grøn
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

• Peha-taft latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex



Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-taft® latex	5,5	942 589	50 par	6 AFP
	6,0	942 590	50 par	6 AFP
	6,5	942 591	50 par	6 AFP
	7,0	942 592	50 par	6 AFP
	7,5	942 593	50 par	6 AFP
	8,0	942 594	50 par	6 AFP
	8,5	942 595	50 par	6 AFP
	9,0	942 596	50 par	6 AFP