

Foliodress®

Beskyttelsebriller



Fordele:

Anatomiske form
Justerbare bøjler
Dugbehandlede

Visirets specielle udformning beskytter mod væske og partikler både forfra og fra siden. Den tætsiddende ramme omkring brillerne beskytter mod væske og partikler, som kan komme oppefra. Med et enkelt tryk er det muligt at justere brillestængerne. Derved kan brugeren tilpasse beskyttelsesbrillerne til sin egen hovedform og anvende briller under beskyttelsesbrillerne. Brillerne kan anvendes mere end 10 gange og kan maskinvaskes ved 100 grader uden skader. Dog forsvinder dugbehandlingens ved vask over 60 grader.



Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodress® Beskyttelsesbriller	992 524	5 stk	12 AFP