

# Peha-soft® nitrile white

Pudderfri undersøgelsehandske af nitril

Undersøgelsehandske af nitril med fremragende pasform og høj taktil følsomhed.



### Fordele:

Økonomisk  
Høj brugekomfort  
Høj elasticitet og slidstyrke  
Godkendt til håndtering af fødevarer

### Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk nitrilgummi
Farve	Hvid
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Mikro tekstureret fingerspidser
Inderside	Chlorered
Tykkelse finger	0,09 mm
Tykkelse håndfladen	0,07 mm
Tykkelse cuff	0,05 mm
AQL	1,0
PPE	CE-mærket ifølge EU-direktiv 89/686/EEC for PPE Klasse III
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, EN 16523-1



PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-soft® nitrile white	XS	942 205	200 stk	10 AFP
	S	942 206	200 stk	10 AFP
	M	942 207	200 stk	10 AFP
	L	942 208	200 stk	10 AFP
	XL	942 209	180 stk	10 AFP