

Peha-soft® nitrile guard

Pudderfri undersøgelsehandske af nitril

Undersøgelsehandske af nitril med ekstra lang cuff for optimal beskyttelse.



Fordele:

Undersøgelsehandske med ekstra lang cuff
Høj brugekomfort
Høj elasticitet og slidstyrke
Godkendt til håndtering af fødevarer

Produktbeskrivelse

Materiale	Syntetisk nitril gummi
Farve	Blå
Længde	290 mm
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Mikro tekstureret fingerspidser
Indersiden	Chlorerede
Tykkelse finger	0,14 mm
Tykkelse håndfladen	0,10 mm
Tykkelse cuff	0,08 mm
AQL	1,0
PPE	CE-mærket ifølge EU-direktiv 89/686/EEC for PPE Klasse III
CE-mærket	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse I
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, EN 16523-1



PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-soft® nitrile guard	XS	942 200	100 stk	10 AFP
	S	942 201	100 stk	10 AFP
	M	942 202	100 stk	10 AFP
	L	942 203	100 stk	10 AFP
	XL	942 204	100 stk	10 AFP