

Hydrofilm® Plus

Transparent sårfilm med absorptionsdyna

Hydrofilm Plus är ett självhäftande transparent filmförband med en absorberande sårdyna som inte fastnar i såret. Den semipermeabla filmen låter såret andas samtidigt som det skyddar mot vatten och bakterier. Hydrofilm plus har en hög användarkomfort och filmen anpassar sig efter kroppens konturer. Hudvänlig och enkel att hantera.



1 Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

2 Andas

3 Absorberande sårdyna

Fördelar:

- Säkert sårskydd
- Enkel hantering
- Hög användrkomfort
- Kan användas vid dusch och bad



Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan huden runt sårdynan inspekteras utan att förbandet behöver bytas. Genom den vita sårdynan syns även hur exsudat absorberas. Dessa egenskaper gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen.

Eftersom Hydrofilm Plus stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch.

Hörnen på Hydrofilm Plus är rundade för att förbandet ska sitta stadigt på plats under en längre tid. Förbandet kan sitta på upp till 5 dagar, det är dock sårets och hudens kondition som avgör användningstiden.

Material

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Absorptionsdyna av viskosfibrer täckt med ett polyetylennät. Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Används som ett sterilt självhäftande transparent sårförband med absorberande sårdyna. Lämplig för postoperativ sårvård, lätt vätskande sår samt skydd mot bakterier.

Kontraindikationer: Hydrofilm Plus ska inte användas på infekterade sår, kraftigt blödande sår eller sår med hög exsudatmängd.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

Indikation

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® Plus Steril, enstycksförpackad	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 770	5 st	20 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 772	5 st	20 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 774	5 st	20 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 777	5 st	10 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 775	25 st	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	685 776	25 st	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 778	25 st	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	685 779	25 st	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	685 780	25 st	10 Afp
	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 771	50 st	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 773	50 st	10 Afp