

# Peha-taft® classic latex

Pudderfri operationshandske af naturgummilatem

Pudderfri operationshandske med micro tekstureret overflade for optimalt greb. Den anatomiske pasform forhindrer hånd træthed. Handsken er velegnet til håndtering af cytotoksiske lægemidler og kemikalier.



### Fordele:

Operationshandske af høj kvalitet  
Anbefales som yderhandske i indikatorsystem  
Høj brugerkomfort  
Høj elasticitet og slidstyrke

### Produktbeskrivelse

Materiale	Naturgummilatex
Farve	Latex hvid/transparent
Pasform	Anatomisk
Cuff	Afrundet kant
Yderside	Micro tekstureret
Inderside	Coatet med polymer
Tykkelse finger	0,22 mm
Tykkelse håndflade	0,20 mm
Tykkelse cuff	0,18 mm
Proteinindhold	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Farvekod	Grøn
CE-mærkning	CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klasse II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

• Peha-taft classic latex fungerer som overhandske i kombination med Peha-underhandske latex



PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	AFP	TFP
Peha-taft® classic latex	5,5	942 644	50 par	4 AFP
	6,0	942 645	50 par	4 AFP
	6,5	942 646	50 par	4 AFP
	7,0	942 647	50 par	4 AFP
	7,5	942 648	50 par	4 AFP
	8,0	942 649	50 par	4 AFP
	8,5	942 650	50 par	4 AFP
	9,0	942 651	50 par	4 AFP