

Medicomp®

Non-woven kompres

Medicomp er en non-woven kompres velegnet som tampon eller som sårkompres. Kompresset er absorberende, blødt og lugtgennemtrængeligt.



- 1 Kan klippes uden at det frugger
- 2 Findes i mange forskellige æsker
- 3 Enkel håndtering

Fordele:

Fnugger ikke
Enkel håndtering
Findes i flere størrelser
Flere anvendelsesområder



Egenskaber

Medicomp er meget åben i sin struktur og særdeles luftgennemtrængelig. Kompresset er blødt og absorberende. Medicomp kan klippes, uden at det fnugger eller trævler. Medicomp findes i flere størrelser og æsker.

Materiale

70% viskose og 30% polyester. Non-woven materialet er lavet uden bindemidler og optisk hvidt. Vægt 30g/m², 4-lags.

Steril produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Usteril produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Til almen sårpleje, forbindingsskift og rensning af sår. Kontraindikationer: Ingen kendte.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Medicomp® Steril 2-pak	5 x 5 cm	411 074	25 x 2 stk	50 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 072	25 x 2 stk	40 Afp
	10 x 10 cm	411 064	25 x 2 stk	40 Afp
	10 x 20 cm	411 075	25 x 2 stk	15 Afp
Steril 5-pak	5 x 5 cm	411 051	40 x 5 stk	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 052	40 x 5 stk	24 Afp
	10 x 10 cm	411 053	40 x 5 stk	12 Afp
Usteril, løse i æsker	5 x 5 cm	421 821	100 stk	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	421 823	100 stk	12 Afp
	10 x 10 cm	421 825	100 stk	12 Afp
	10 x 20 cm	421 827	100 stk	6 Afp