

Medicomp® drain

Non-woven drænkompres

Medicomp drain er et klassisk non-woven kompres med y-snit. Velegnet som beskyttende og absorberende kompres ved forskellige typer af indstiksområder.



1 Fnugger ikke

2 Økonomisk

3 Enkel håndtering

Fordele:

Fnugger ikke
Enkel håndtering
Økonomisk
Smart opbevaring



Egenskaber

Medicomp drain er meget åbent i sin struktur og særdeles luftgennemtrængeligt. Kompresset er blødt og absorberende. Medicomp drain kan klippes, uden at det fnugger eller trævler.

Kompresset har et y-snit for bedre at kunne applikeres omkring drænage og tracheostomier.

Materiale

70% viskose og 30% polyester. Non-woven materialet er uden bindemidler og optisk hvidt. Vægt 30g/m², 6-lags.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse Ia, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Til beskyttelse og absorption ved f.eks. drænage og tracheostomi. Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Medicomp® drain	7,5 x 7,5 cm	421 533	25 x 2 stk	12 Afp
Steril 2-pak	10 x 10 cm	421 535	25 x 2 stk	8 Afp