

Foliodress® Protect

Kittel



Fordele:

Farvekode

Combitape for justerbar lukning

Bløde og lange manchetter

Lavt fiberslip

Operationskittel af høj kvalitet til engangsbrug. Den består af tre lag væskeafvisende nonwoven med et mellemlag af mikrofiber. Effektiv barriere mod væske og bakterier. Åndbart, slidstærkt materiale med lavt fiberslip. Svejsede sømme, kraftig lining og lange, elastiske strikmanchetter. Velegnet til alle typer operationer med moderate til store væskemængder. Kitlen lukkes med den unikke combitape, som tillader at halsudskæringen justeres efter behov. Smart farvekode på halsudskæringen for nem identifikation af produktet. Foliodrape Protect Basic er en simpel variant af kitlen med åben ryg, som lukkes med bindebånd. Kitlen er velegnet til operationer med ingen eller ringe væskemængde.



Standardkittel
(farvekode grøn)



Forstærket kittel
(farvekode rød)



Basic kittel
(farvekode grøn)



Bakside basic kittel

Sortiment	Størrelse	Længde	Varenr.	AFP	TFP
Foliodress® Protect basic, Åben ryg uden combitape, steril enkeltpakket	L	125 cm	992 801	36 stk	1 AFP
	XL	140 cm	992 802	36 stk	1 AFP
Foliodress® Protect standard, steril enkeltpakket	M	115 cm	992 808	36 stk	1 AFP
	L	125 cm	992 809	32 stk	1 AFP
	XL	140 cm	992 810	32 stk	1 AFP
	XXL	155 cm	992 811	32 stk	1 AFP
Foliodress® Protect forstærket, steril pakket enkeltvis	M	115 cm	992 816	36 stk	1 AFP
	L	125 cm	992 817	32 stk	1 AFP
	XL	140 cm	992 818	28 stk	1 AFP
	XXL	155 cm	992 819	28 stk	1 AFP