

# Eycopad®

Øjenkompres

Eycopad er et blødt øjenkompres dækket af gazevæv.



1 God absorptionsevne

2 Blød, polstrende

3 Enkel håndtering

### Fordele:

Høj absorptionskapacitet  
Enkel håndtering  
Blød og komfortabel  
Økonomisk  
Beskytter såret  
Findes både som steril og usteril



### Egenskaber

Eycopad er et bomuldskompres med et lag af gazevæv rundt om kompresset. Dette gør, at kompresset er meget blødt og har en høj absorptionskapacitet. Eycopad anvendes primært til beskyttelse af væskende sår i øjet og dets nærhed.

### Indikation

Anvendes som øjenforbinding.

### Materiale

Kompresset er lavet af 100% bomuld. Det består af et 24-tråds yderlag af gazevæv fyldt med bomuld. Den usterile version er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC. Den sterile version er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC. Kan steriliseres efter behov med EO (etylenoxid).

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Eycopad®	56 x 70 mm	415 540	25 stk	12 Afp
Steril, pakket enkeltvis	70 x 85 mm	417 540	25 stk	12 Afp
Usteril, i æske	56 x 70 mm	415 650	50 stk	15 Afp
	70 x 85 mm	417 650	50 stk	15 Afp