

Idealbinden

Støtてbind med lavelastisk kompression

Idealbind er en støtてforbinding med lavelastisk kompression. Idealbind kan anvendes til mange forskellige formål og er desuden meget økonomisk i brug, eftersom det kan genanvendes flere gange.



- 1 Idealbind har en elasticitet på 90%
- 2 Kan koges og steriliseres
- 3 Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtてforbinding

Fordele:

Behagelig at have på
Elastisk
Mange anvendelsesområder
Kan genanvendes
Faste kanter



Egenskaber

Bindet er elastisk og har vævede kanter, som giver stabilitet og opretholder bindets form. Bindet giver et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk, hvilket gør, at det også kan anvendes af stillesiddende personer. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen. For at opnå det bedste resultat bør især tynde ben polstres til normal form, inden bindes påføres.

Materiale

100% bomuld. Hvid.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Udstrakt længde: 5 m.
Uudstrakt længde: Ca. 2,6 m.
Elasticitet: 90%

Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og led-båndsskader. Til kompression med ødembehandling samt fiksering af forbindinger og gipsskinner. Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.

Vaskeråd

Idealbind kan steriliseres i autoklave ved 134°C og vaskes ved 95°C nogle få gange. Efter vask genvinder Idealbind sin elasticitet.



PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Idealbinden	5 m x 4 cm	931 011	1 stk	168 Afp
Pakket enkeltvis i cellofan, hvid	5 m x 6 cm	931 012	1 stk	120 Afp
	5 m x 8 cm	931 013	1 stk	90 Afp
	5 m x 10 cm	931 014	1 stk	72 Afp
	5 m x 12 cm	931 015	1 stk	60 Afp
	5 m x 15 cm	931 016	1 stk	48 Afp
Idealbinden Pakket løse i æske	5 m x 4 cm	931 859	10 stk	22 Afp
	5 m x 6 cm	931 860	10 stk	16 Afp
	5 m x 8 cm	931 861	10 stk	12 Afp
	5 m x 10 cm	931 862	10 stk	10 Afp
	5 m x 12 cm	931 754	10 stk	8 Afp
	5 m x 15 cm	931 863	10 stk	6 Afp
	5 m x 20 cm	931 865	10 stk	5 Afp