

Idealcrepe®

Støtte/fikseringsbind af kreppet bomuld

Idealcrepe er et kraftigt kreppet bind af 100% bomuld. Idealcrepe kan anvendes til mange forskellige formål og er desuden meget økonomisk i brug, eftersom det kan vaskes og genanvendes flere gange.



- 1 Idealcrepe har en elasticitet på 120%
- 2 Kan vaskes og steriliseres
- 3 Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtteforbinding

Fordele:

Behagelig at bære
Kraftig struktur
Mange anvendelsesområder
Kan genanvendes
Faste kanter



Egenskaber

Bindet bliver siddende på plads og glider ikke takket være materialets kreppe struktur. Idealcrepe er porøs og luftgennemtrængelig, hvilket gør bindet skånsomt mod huden og behageligt at bære.

Materiale

100% bomuld. Hvid.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 4 m.

Uudstrakt længde: Ca. 1,9 m.

Elasticitet: 120%

Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og led-båndsskader. Til kompression ved ødembehandling og fiksering af forbindinger og gipsskinner.
Kontraindikationer: Arteriel okklusions sygdom.

Vaskeråd

Idealcrepe kan steriliseres i autoklave ved 134°C i 10 minutter eller 121°C i 20 minutter og vaskes ved 60°C nogle få gange.



Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Idealcrepe	4 m x 6 cm	928 916	10 stk	16 Afp
Løse i æske	4 m x 8 cm	928 917	10 stk	12 Afp
	4 m x 10 cm	928 918	10 stk	10 Afp
	4 m x 15 cm	928 920	10 stk	6 Afp