

# Idealflex® universal

Universalbind med lavelastisk kompression

Idealflex universal er et permanentelastisk bind. Idealflex universal kan anvendes til mange forskellige formål og er også særdeles økonomisk i brug, eftersom det kan anvendes flere gange.



- 1 Idealflex universal har en elasticitet på 85%
- 2 Kan koges og steriliseres
- 3 Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtteforbinding

### Fordele:

Behagelig at bære  
Permanentelastisk  
Mange anvendelsesområder  
Kan genanvendes  
Faste kanter



### Egenskaber

Bindet er permanentelastisk og har vævede kanter, hvilket giver stabilitet og bibeholder bindets form.

### Materiale

66% bomuld, 33% polyamid, 1% elastan. Hvid. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 5 m.

Udstrakt længde: Ca. 2,2 m.

Elasticitet: 85%

### Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og led-båndsskader. Til kompression med ødembehandling og fiksering af forbindinger og gipsskinner. Kontraindikationer: Arteriel okklusions sygdom.

### Vaskeråd

Idealflex universal kan steriliseres i autoklave ved 134°C og vaskes ved 40°C nogle få gange.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Idealflex® universal	5 m x 6 cm	931 271	10 stk	28 Afp
Løse i æske	5 m x 8 cm	931 272	10 stk	18 Afp
	5 m x 10 cm	931 273	10 stk	21 Afp
	5 m x 12 cm	931 274	10 stk	23 Afp
	5 m x 15 cm	931 275	10 stk	18 Afp
	5 m x 20 cm	931 276	10 stk	8 Afp