

# Foliodrape® Protect Plus


ÖNH-set I

Används för steril drapering vid ÖNH- och maxillofacial kirurgi.



### Fördelar:


Högabsorberande  
Slitstarkt  
Ogenomträngligt  
Lågt fibersläpp




140x190 cm



80x145 cm



200x200 cm



125x150 cm



10x50 cm



33x33 cm

 reinforced 

### Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm  
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm  
1 st Operationslakan, förstärkt & häftande 200 x 200 cm  
1 st Slitslakan, förstärkt & häftande 125 x 150 cm, slits 40 x 6,5 cm  
1 st Operationstejp 10 x 50 cm  
4 st Torkdukar 33 x 33 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus ÖNH-set I	938 735	8 st	1 AFP