

Lastodur® soft

Højelastisk kompressionsbind

Lastodur soft er et permanentelastisk langstræksbind med en elasticitet på 170%. Strækningsgraden kan varieres for at kontrollere kompressionen. Bindet er åndbart og hudvenligt.



1 Forenkler
kompressionsbehandling

2 Behagelig at bære

3 Vaskbar

Fordele:

Behagelig at have på
Vaskbar
Mange anvendelsesområder
Åndbar
Latexfri



Egenskaber

Bindet består af en høj andel naturfibre som er meget hudvenligt og luftgennemtrængeligt. Lastodur soft er lavet i en stærk kvalitet og er derfor særdeles holdbart selv ved anstrengelser. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen.

Materiale

82% bomuld, 13% polyamid, 5% elasthan.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Udstrakt længde: 7 m.
Uudstrakt længde: Ca. 2,6 m.
Elasticitet: 170%

Indikation

Til profylakse og ødembehandling f.eks. ved venøs insufficiens og trombosebehandling. Som støtte og aflastning ved muskel- og knogleskader og som sportsbandage.
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.

Vaskeråd

Lastodur soft kan vaskes ved 60°C.
Lastodur soft kan steriliseres i autoklave ved 134°C.

Fikseringsinstruktion

Anvend ikke forbindingsklemmen til at fiksere bindet på en patient. Den følger kun med for at holde sammen på bindet under transporten. Fikser med en form for tape f.eks. Omniplast.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Lastodur® soft Løse i æske	7 m x 6 cm	931 635	10 stk	16 Afp
	7 m x 8 cm	931 636	10 stk	8 Afp
	7 m x 10 cm	931 637	10 stk	6 Afp
	7 m x 12 cm	931 638	10 stk	8 Afp