

Lastodur® strong

Højelastisk kompressionsbind

Lastodur strong er et permanentelastisk langstræksbind med en elasticitet på 180%. Strækingsgraden kan varieres for at kontrollere kompressionen. Bindet er åndbart og hudvenligt. Lastodur strong har en kraftig vævsstruktur.



1 Til kraftig kompression

3 Vaskbar

2 Behagelig at have på

Fordele:

Behagelig at have på
Vaskbar
Mange anvendelsesområder
Åndbar
Latexfri



Egenskaber

Bindet består af en høj andel naturfibre og er meget hudvenligt samt åndbart. Lastodur strong er lavet i en kraftig kvalitet og er derfor holdbar selv ved anstrengelser. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen

Materiale

85% bomuld, 7% polyamid, 8% elastan.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Udstrakt længde: 7 m.
Uudstrakt længde: Ca. 2,5 m.
Elasticitet: 180%

Indikation

Til profylakse og ødembehandling f.eks. ved venøs insufficiens. Ved trombosebehandling. Som støtte og aflastning ved muskel- og knogleskader og som sportsbandage.
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.

Vaskeråd

Lastodur strong kan vaskes ved 60°C.
Lastodur strong kan steriliseres i autoklave ved 134°C.

Fikseringsinstruktion

Forbindingsklemmen, der følger med produktet, skal ikke anvendes til at fikse forbindelser på patienter. Den skal bare holde bindet på plads under transporten. Fikser i stedet med en form for tape, f.eks. Omniplast.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Lastodur® strong Løse i æske	7 m x 6 cm	931 631	10 stk	12 Afp
	7 m x 8 cm	931 632	10 stk	8 Afp
	7 m x 10 cm	931 633	10 stk	8 Afp
	7 m x 12 cm	931 634	10 stk	6 Afp