

Pütter[®] Flex

Komfortabel kompression for mere mobilitet

Kompression er ofte en forudsætning for, at sår kan hele. Ønsker man at opnå en kraftig kompression med et højt arbejdsstryk og lavt hviletryk, så kan man med fordel anvende PütterFlex. PütterFlex er fleksibel i alle retninger.



- 1** Det åndebare materiale er med til at øge patient komforten.
- 2** Eftersom bandagen er fleksibel i alle retninger, er den dermed nem at tilpasse til de besværlige områder og øger komforten.
- 3** Bandagen kan også bæres om natten på grund af det lave hviletryk.

Fordele:

Høj komfort
Støre mobilitet ved ankler
Kan bruges om dagen og natten
Passer i almindelige sko
Åndbar
God holbarhed



Egenskaber

Den fleksible vævskvalitet gør det muligt at lægge utrolig holdbare forbindinger med en varig kompressionsvirkning. Eftersom kortstræksbindet desuden tilpasser sig det ændrede benomfang, når ødemer svinder ind, kan PütterFlex blive siddende i op til 3 dage, undtagen ved meget kraftige hævelser, hvor benets omfang mindskes væsentligt og bindet således risikerer at glide ned.

Materiale

100% bomuld. Bindet er helt latexfrit. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Ved alle akutte og kroniske venøse ødemer, venøse bensår og thromboplebitis. Efter injektionsbehandling af åreknuder.
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom. Bensår med arteriel oprindelse.
Bør ikke anvendes til sengeliggende og kørestolsbundne patienter. Kun til oppegående patienter, eftersom det kræver muskelarbejde at forbedre blodgennemstrømningen og opnå en effekt af forbindingen.

Vaskeråd

PütterFlex kan vaskes ved 95°C og steriliseres i autoklave ved 134°C.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Pütter® Flex	5 m x 6 cm	931 827	1 stk	40 Afp
Pakket enkeltvis	5 m x 8 cm	931 828	1 stk	40 Afp
	5 m x 10 cm	931 829	1 stk	40 Afp
	5 m x 12 cm	931 830	1 stk	60 Afp
Løse i æske	5 m x 8 cm	931 832	10 stk	8 Afp
	5 m x 10 cm	938 833	10 stk	8 Afp