

Tamponad

24-tråds gazvæv

Tamponadeforbinding til dybe sår og kropshuler.
Findes i steril udgave.



1 Faste kanter

2 Økonomisk

3 Enkel håndtering

Fordele:

Faste kanter
Enkel håndtering
Økonomisk
Smart opbevaring



Egenskaber

Let at håndtere og klippe. Faste vævede kanter.

Materiale

100% bleget bomuld.
Steril opbevaringsbox af polystyrol/polyetylen.
Produkt er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Til tamponering i dybe sår og kropshuler.
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Tamponad	5 m x 1 cm	370 800	1 stk	36 Afp
Steril, i plastæske	5 m x 2 cm	370 801	1 stk	36 Afp