

Stülpa-fix®

Højelastisk tubenetbandage

Stülpa-fix er en højelastisk tubebandage af net til enkle og hurtige forbindingsfikseringer, som beskytter huden fra påvirkning af klæbere og kraftigt tryk. Nettet gør, at forbindinger bliver lettere at fikse selv på de mest komplicerede steder på kroppen som f.eks. armhuler.



- 1 Stülpa-fix kan klippes over hvor som helst, uden at der opstår løbemasker
- 2 Enkel og hurtig at applikere
- 3 Elasticitet bredden: 800%

Fordele:

Behagelig at bære
Enkel at håndtere
Mange anvendelsesområder
Luftgennemtrængelig
Latexfri



Egenskaber

Stülpa-fix er en højelastisk tubenetbandage med en høj andel af bomuld. Nettet giver langvarige og sikre forbindingsfikseringer uden at forringe bevægelsesfriheden. Forbindingsskift kan nemt klares, uden at nettet behøver fjernes. Huden udsættes ikke for nogen påvirkning af klæbere eller kraftigt tryk. På grund af sin høje strækbarhed er Stülpa-fix enkel og hurtig at applikere. Stülpa-fix kan klippes af hvor som helst, uden at der opstår løbemasker.

Indikation

Anvendes til hudvenlig fiksering af forbindinger på alle kropsdele.
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale

68% bomuld, 24% polyamid, 8% elasthan.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet længde: 95%
Elasticitet bredde: 800%
Udstrakt længde er ca. 25m.
Bandagen kan ved behov steriliseres i autoklave ved 134°C.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Benævn.	Mål (ustrakt)	Funktionsmål	Varenr.	Afp	Tfp
Stülpa-fix® Pakket enkeltvis i æsker	Strl. 1	12 m x 1 cm	Finger	932 541	1 stk	19 AFP
	Strl. 2	12 m x 2 cm	Hånd/arm/barnefod/barneben	932 542	1 stk	16 AFP
	Strl. 3	12 m x 3 cm	Fod/ben/barnehoved	932 543	1 stk	12 AFP
	Strl. 4	12 m x 5 cm	Hoved/barnekrop	932 544	1 stk	8 AFP
	Strl. 5	12 m x 6,5 cm	Krop	932 545	1 stk	6 AFP
	Strl. 6	12 m x 8,5 cm	Kraftig krop	932 546	1 stk	4 AFP
	Strl. 7	12 m x 11,5 cm	Mycket kraftig bål	932 547	1 stk	4 AFP