


# Verba®

Elastisk støttebandage

Ved bugoperationer og andre større indgreb i kropsområdet er det mange gange nødvendigt med en tidlig mobilisering af patienten. Dette kan være svært, eftersom såret udsættes for belastninger, som gør, at det går op. Verba er da den oplagte hjælp. Ved at yde støtte både til kroppen og såret, så kan patienten komme på benene igen hurtigst muligt.



1 Stabil

2 Let at justere

3 Enkel at tage på

## Fordele:

Enkel at håndtere  
Flere anvendelsesmuligheder  
Behagelig at bære  
Økonomisk, sparer tid



## Egenskaber

Bandagen er elastisk i længden og stabil på tværs, hvilket giver en jævn trykfordeling over hele overfladen. Verba forhindrer ikke patientens vejrtrækning ved kraftig kompression. Den høje stabilitet på tværs gør, at bandagen sidder stabilt, uden at der dannes irriterende folder og ujævnheder. Verba er enkel at anvende. Patienten behøver ikke at løftes op, hvilket er nødvendigt ved forbindinger, og belastningen for både patient og personale mindskes. Velcrolukningen gør det nemmere at skifte sårforbindingen. Velcrobåndet giver en ekstra indstillingsmarginal på op til 10 cm. i alle størrelser. Takket være dette kan Verba altid tilpasses nøjagtigt og med individuel kompression. Hvis en længere bandage behøves, kan flere Verba'er sættes sammen. Farvekanten på bandagen markerer tydeligt størrelsen og letter sorteringen efter vask.

## Materiale

41% polyamid, 33% bomuld, 18% viskose og 8% polyuretan.

Produkterne er klassificerede som medicintekniske produkter, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

Til postoperativ pleje efter thorax- og bugoperationer, og aflastning af sår. Forhindrer at arret springer op ved tidlig mobilisering. Almindelig brok, stomibrokk og rygskud. Kontraindikationer: Ingen kendte.

## Vaskeråd

Verba kan vaskes ved 95°C ca. 10-20 gange.



Sortiment	Str.	Farve	Funktionsmål	Højde	Varenr.	Afp	Tfp
Verba® Usteril, pakket enkeltvis i æske	Stl 1	sort	65 - 75 cm	25 cm	932 531	1 stk	15 Afp
	Stl 2	gul	75 - 85 cm	25 cm	932 532	1 stk	15 Afp
	Stl 3	grøn	85 - 95 cm	25 cm	932 533	1 stk	15 Afp
	Stl 4	rød	95 - 105 cm	25 cm	932 534	1 stk	15 Afp
	Stl 5	blå	105 - 115 cm	25 cm	932 535	1 stk	15 Afp