

# MoliCare® Premium Elastic

Moderne alt-i-ett beskyttelse for stor inkontinens

MoliCare Premium Elastic er en absorberende inkontinensbeskyttelse med fiksering og beskyttelse i ett. Takket være høyelastiske sidepaneler i mykt materiale og brede borrelåsfester gjør MoliCare Premium Elastic til en rask, enkel og sikker fiksering.



- 1 Tre lags absorpsjonsoverflate med Dry Plus lag**  
Tre lags absorpsjonsoverflate gir beskyttelsen ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder væsken raskt inn i absorpsjonskjernen og beskytter mot fuktighet.
- 2 Høyelastiske sidepaneler**  
Sidepaneler i mykt, høyelastisk materiale gir en enkel og sikker fiksering. Passer alle kroppsformer og er komfortabel å ha på.
- 3 Brede borrelåsfester**  
Kombinerte teip- og borrelåsfester forenkler håndteringen og sørger for et sikkert feste på den tekstile utsiden. Dens bredden gir en enkel, rask og sikker fiksering. Borrelåsfestene gjør at beskyttelsen kan fikseres flere ganger.
- 4 Antilekkesystem**  
Formede, myke, væskeavvisende lekkasjebarrierer gir ekstra beskyttelse mot sidelekkasje.
- 5 HighDry SAP med Odour Neutralizer**  
Superabsorbentene absorberer og kapsler inn væsken raskt og forhindrer uønsket lukt.
- 6 Tekstilkomfort**  
Den tekstillignende overflaten er myk mot huden og gir høy komfort.
- 7 Diskret utside**  
Utsiden er diskret farget med produktnavn og dråpemarkering for å forenkle valget av riktig produkt.
- 8 Langsgående våtindikator**  
Langsgående våtindikator på produktets utside viser hvor stor del av absorpsjonsoverflaten som utnyttes.

**Material:**

Absorpsjonskjerne: Cellulose og superabsorbenter

Barrierelag: Polyeten

Utside: Polypropen non-woven

Strikk: Lycra

Produktet er klassifisert som medisinskteknisk produkt klasse 1, usteril og er CE-merket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC.

**Fordeler:**

Rask og enkel å fikser

Antilekkasjesystem

Skånsom mot huden

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium Elastic 6 dråper	Small	165 271	50-90 cm	86 g	1 784 ml	3x30 stk
	Medium	165 272	80-120 cm	94 g	2 159 ml	3x30 stk
	Large	165 273	110-150 cm	115 g	2 349 ml	3x30 stk
	X-large	165 274	140-175 cm	127 g	2 762 ml	4x14 stk

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium Elastic 7 dråper	Small	165 371	50-90 cm	96 g	2 159 ml	3x30 stk
	Medium	165 372	80-120 cm	100 g	2 387 ml	3x30 stk
	Large	165 373	110-150 cm	122 g	2 719 ml	3x30 stk
	X-large	165 374	140-175 cm	134 g	3 180 ml	4x14 stk

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium Elastic 8 dråper	Small	165 471	50-90 cm	108 g	2 387 ml	3x30 stk
	Medium	165 472	80-120 cm	129 g	3 060 ml	3x26 st
	Large	165 473	110-150 cm	149 g	3 298 ml	3x24 stk
	X-large	165 474	140-175 cm	165 g	3 591 ml	4x14 stk

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium Elastic 9 dråper	Small	165 571	50-90 cm		2 859 ml	3x30 stk
	Medium	165 572	80-120 cm		3 157 ml	3x26 stk
	Large	165 573	110-150 cm		3 856 ml	3x24 stk
	X-large	165 574	140-175 cm		3 951 ml	4x14 stk

Paul-Hartmann AS  
Karenslyst Allé 8B  
0278 Oslo  
Telefon: +47 2411 4100  
Fax: +47 2411 4109  
ordre@hartmann.info

www.no.hartmann.info  
www.hartmann.info

