


# Omnipor®

Kirurgisk tape af hvid non-woven

Omnipor fungerer som fiksering, der skal sidde i længere tid eller på sarte kropsdele.



- 1 Sikker fiksering
- 2 Til langtidsfiksering
- 3 Efterlader ingen klæberester
- 4 Behøver ikke at fjernes ved røntgen
- 5 Velegnet til følsom hud
- 6 Kolofonium- og latexfri

### Fordele:

Sikker fiksering  
Enkel håndtering  
Efterlader ingen klæberester  
Til langtidsfiksering  
Behøver ikke at fjernes ved røntgen  
Kolofonium- og latexfri  
Velegnet til følsom hud



### Egenskaber

Tapen er gennemtrængelig for luft og fugt, hvilket gør Omnipor særdeles hudvenlig. Tapen fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit og efterlader ingen klæberester på huden. Omnipor absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.  
Tapen er let at afrive.

### Materiale

Non-woven væv af 80% cellulose og 20% polyester bundet med vinylacetat. Klæber baseret på syntetisk gummi. Kolofonium- og latexfri.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

### Indikation

Aller former for fiksering specielt til forbindinger, som skal sidde på følsomme steder af kroppen i længere tid eller f.eks. sonder og måleinstrumenter. Velegnet til patienter med sart hud.  
Kontraindikationer: Ingen kendte.

### Fikseringsinstruktion

Huden skal være tør, når tapen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Omnipor®	1,25 cm x 9,2 m	900 545	24 stk	20 Afp
På rulle i æske	2,5 cm x 9,2 m	900 546	12 stk	20 Afp
	5 cm x 9,2 m	900 547	6 stk	20 Afp