

Foliodrape® Protect


Universalsæt II

Används för steril drapering vid olika typer av kirurgi, t.ex. vid abdominella ingrepp.



Fördelar:

Absorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp




140x190 cm




80x145 cm



75x90 cm



200x175 cm



150x240 cm



10x50 cm



33x33 cm



Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
2 st Operationshanddukar, häftande 75 x 90 cm
1 st Operationslakan, häftande 200 x 175 cm
1 st Operationslakan, häftande 150 x 240 cm
1 st Operationstejp 10 x 50 cm
4 st Torkdukar 33 x 33 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Universalset II	938 706	6 st	1 AFP