



Foliodrape® Protect Plus


Neurokirurgiset I

Används för steril drapering vid kraniocerebrala neurokirurgiska ingrepp t.ex. intrakraniella tumörer, slutna och öppna kraniocerebrala skador och trepanation.



Fördelar:

Högabsorberande
Slitstarkt
Ogenomträngligt
Lågt fibersläpp




140x190 cm



80x145 cm



50x50 cm



320x245 cm

19x30 cm



10x50 cm



2x23 cm



33x33 cm

reinforced

Innehåll:

- 1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm
- 1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm
- 4 st Operationshanddukar, häftande 50 x 50 cm
- 1 st Neurolakan 320 x 245 cm med incisionsfilm och uppsamlingspåse
- 1 st Operationstejp 10 x 50 cm
- 2 st Slanghållare, velcroband 2 x 23 cm
- 2 st Torkdukar 33 x 33 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Neurokirurgiset I	938 741	5 st	1 AFP