


# Omnisilk®

Kirurgisk tape af kunstsilke

Omnisilk er en tape af kunstsilke, der fungerer som forbindingsfiksering samt som fiksering af sonder, kanyler og katetre.



- 1 Sikker fiksering
- 2 Velegnet til følsom hud
- 3 Efterlader ingen klæberester
- 4 Enkel at håndtere
- 5 Behøver ikke at fjernes inden røntgen
- 6 Kolofonium- og latexfri

## Fordele:

Sikker fiksering  
Enkel håndtering  
Efterlader ingen klæberester  
Behøver ikke at fjernes inden røntgen  
Kolofonium- og latexfri  
Velegnet til følsom hud



## Egenskaber

Omnisilk er gennemtrængelig for luft og fugt. Tapen fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit og efterlader heller ingen klæberester på huden. Omnisilk er let at rive af, eftersom den har savtakkede kanter. Omnisilk absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.

## Materiale

100% acetatvæv.  
Hypoallergen klæber baseret på syntetisk gummi.  
Kolofonium- og latexfri. Spole af polystyren.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

Alle slags forbindingsfiksering. Til fiksering af f.eks. kanyler, sonder og katetre.  
Passer til patienter med følsom hud.  
Kontraindikationer: Ingen kendte.

## Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når tapen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Omnisilk®	1,25 cm x 9,2 m	900 418	1 x 20 stk	15 Afp
Pakket enkeltvis i æske	2,5 cm x 9,2 m	900 419	1 x 20 stk	12 Afp
	5 cm x 9,2 m	900 420	1 x 10 stk	12 Afp