

Zetuvit® E

Absorptionsforbinding

Zetuvit E er en absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Fungerer også som beskyttelse. Forbindingen består af fire forskellige materialeg, som komplementerer hinanden og giver forbindingen dens gode egenskaber.



- 1 Høj absorptionskapacitet
- 2 Cellulosefluff gør forbindingen blød og polstrede
- 3 Den blå farvestribe reducerer risikoen for ukorrekt anvendelse
- 4 Den hydrofile forside gør at forbindingen ikke fæstner i såret

Fordele:

Høj absorptionskapacitet
Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Mange størrelser
Fås både steril og usteril



Egenskaber

Forbindingen har en høj absorptionskapacitet og opsuger hurtigt eksudat. Forbindingen er let at kombinere med andre typer forbindinger som salvekompresser eller calciumginater.

Materiale

Zetuvit E er en firelags forbindelse. Den absorberende kerne består af cellulosefluff og er indesluttet i et tyndt non-wovenvæv af cellulose, som fordeler væsken jævnt i forbindingen. Bagsiden med blå farvestribe består af non-woven polypropen og er vætskeafvisende, men åndbar. Dette forhindrer, at eksudatet danner klumper i forbindingen. Forsiden består af hydrofil non-woven polypropen, som gør, at forbindingen ikke fæstner i såret.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Bruges primært som absorptionsforbinding til væskende sår, akutte og kroniske. Mekanisk beskyttelse. Zetuvit E bør ikke anvendes på tørre sår, fritliggende knogler, muskler eller sener.

Fikseringsinstruktion

Zetuvit E kan fikseres med bind, tape, tubegaze eller fikseringsnet alt efter behov og sårets placering.

| Sortiment | Størrelser | Varenr. | Antal pr.æske | Karton |
|------------------------------------|------------|---------|---------------|----------|
| Zetuvit® E Steril, enkeltpakket | 10 x 10 cm | 413 770 | 25 stk | 9 Æsker |
| | 10 x 20 cm | 413 771 | 25 stk | 9 Æsker |
| | 15 x 20 cm | 413 772 | 25 stk | 6 Æsker |
| | 15 x 25 cm | 413 773 | 10 stk | 10 Æsker |
| | 20 x 20 cm | 413 774 | 15 stk | 7 Æsker |
| | 20 x 25 cm | 413 775 | 15 stk | 6 Æsker |
| Usteril | 20 x 40 cm | 413 776 | 10 stk | 6 Æsker |
| | 10 x 10 cm | 413 860 | 50 stk | 12 Æsker |
| | 10 x 20 cm | 413 861 | 50 stk | 4 Æsker |
| | 15 x 20 cm | 413 862 | 50 stk | 4 Æsker |
| | 15 x 25 cm | 413 863 | 50 stk | 3 Æsker |
| | 20 x 20 cm | 413 864 | 50 stk | 4 Æsker |
| | 20 x 25 cm | 413 865 | 50 stk | 4 Æsker |
| | 20 x 40 cm | 413 866 | 30 stk | 4 Æsker |