

# Foliodrape® Protect Plus


Gyn-abdominalset I

Används för steril drapering vid laparoskopibaserade ingrepp t.ex. vid vaginala hysterektomier, kolposuspension med Burchs teknik och vid abdominell uterusexcision.



### Fördelar:


Högabsorberande  
Slitstarkt  
Ogenomträngligt  
Lågt fibersläpp



140 x 190 cm



80 x 145 cm



33 x 33 cm

 reinforced 

### Innehåll:

1 st Instrumentbordslakan, förstärkt 140 x 190 cm  
1 st Assistansbordspåse, teleskopvikt 80 x 145 cm  
1 st Abdominallakan, förstärkt 230 x 250 cm, hål 19 x 29 cm &  
9 x 12 cm samt tre integrerade slanghållare  
4 st Torkdukar 33 x 33 cm

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Gyn-abdominalset I	938 710	6 st	1 AFP