

# MoliCare Premium mobile®

Skydd i byxmodell vid medelstor till mycket stor inkontinens

MoliCare Premium mobile är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Premium mobile idealisk vid toaletträning och för mobila personer.



- 1 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**  
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**  
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 3 Textilkomfort**  
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.
- 4 Solfjäderformade trådar**  
Solfjäderformade trådar gör att skyddet smiter åt under rumpan och vid ljumskarna och ger en idealisk passform.
- 5 Läckagebarriärer**  
Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.
- 6 Längsgående våtindikator**  
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 7 Färgade trådar**  
Antalet färgade trådar på byxans framsida visar produktens storlek. Färgen visar dess absorptionsnivå.
- 8 Sidoöppning**  
Byxan kan öppnas i sidosömmen för snabbt och hygieniskt byte av använt skydd.

**Material:**

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Resår: Lycra

**Fördelar:**

Idealisk passform

Skonsam mot huden

Enkel hantering

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt

klass I, osteril och är

CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

	Storlek	Art.nr.	Höft-/midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium mobile 5 droppar	Small	915 861	60-90 cm	54 gr	941 ml	4x14 st
	Medium	915 862	80-120 cm	58 gr	1 017 ml	3x14 st
	Large	915 863	100-150 cm	72 gr	1 198 ml	4x14 st
	X-large	915 855	130-170 cm	77 gr	1 183 ml	4x14 st

	Storlek	Art.nr.	Höft-/midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium mobile 6 droppar	X-small	915 840	45-70 cm	67 gr	1 361 ml	4x14 st
	Small	915 841	60-90 cm	69 gr	1 475 ml	4x14 st
	Medium	915 842	80-120 cm	78 gr	1 662 ml	3x14 st
	Large	915 843	100-150 cm	95 gr	1 963 ml	4x14 st
	X-large	915 844	130-170 cm	105 gr	2 140 ml	4x14 st

	Storlek	Art.nr.	Höft-/midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium mobile 8 droppar	Small	915 881	60-90 cm	82 gr	1 791 ml	4x14 st
	Medium	915 882	80-120 cm	92 gr	2 015 ml	3x14 st
	Large	915 883	100-150 cm	111 gr	2 279 ml	4x14 st
	X-large	915 875	130-170 cm	116 gr	2 421 ml	4x14 st

	Storlek	Art.nr.	Höft-/midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium mobile 10 droppar	Medium	915 878	80-120 cm	105 gr	2 626 ml	3x14 st
	Large	915 879	100-150 cm	117 gr	2 613 ml	4x14 st
	X-large	915 880	130-170 cm	122 gr	2 757 ml	4x14 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

