


Omnipor®

Kirurgisk tejp av vit non-woven

Omnipor fungerar som fixering som skall sitta länge eller på känsliga kroppsdelar.



- 1 Säker fixering
- 2 För långvarig fixering
- 3 Lämnar inga klisterrester
- 4 Tejpen går lätt att riva av
- 5 Passar känslig hud
- 6 Fri från kolofonium och latex

Fördelar:

Säker fixering
För långvarig fixering
Lämnar inga klisterrester
Enkel hantering
Passar känslig hud
Fri från kolofonium och latex



Egenskaper

Tejpen är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att Omnipor är mycket hudvänlig. Tejpen fäster säkert och kan avlägsnas utan att lämna kvar klisterrester på huden. Tejpen går lätt att riva av.

Material

Non-wovenväv av 80% cellulosa och 20% polyester bundet med vinylacetat. Häftmassa baserad på syntetisk gummi, fri från kolofonium och latex. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Alla sorters fixering speciellt av förband som skall sitta på känsliga delar av kroppen under längre tid eller t.ex. sonder och mätinstrument. Passar för patienter med känslig hud.

Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnipor®	1,25 cm x 9,2 m	900 545	24 st	20 Afp
På rulle i ask	2,5 cm x 9,2 m	900 546	12 st	20 Afp
	5 cm x 9,2 m	900 547	6 st	20 Afp