

Foliodress® Tunikaset

Tunika och byxa



Fördelar:

Komfortabelt
Lågt fibersläpp
Slitstark

Tvådelat tunikaset som uppfyller EN 13795, del 1–3. Består av ett slitstarkt, vätskeavvisande non-wovenmaterial som andas och har lågt fibersläpp. Barriäregenskaper mot bakterier. Tunika med v-ringning, korta ärmarna och fickor. Byxor med raka ben och elastiskt midjeband.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® tunikaset	S	992 515	50 st	1 AFP
	M	992 517	50 st	1 AFP
	L	992 519	50 st	1 AFP
	XL	992 521	50 st	1 AFP
	XXL	992 523	50 st	1 AFP