

Medicomp®

Non-wovenkompress

Medicomp är en non-wovenkompress lämplig som tork eller sårkompress. Kompressen är absorberande, mjuk och luftgenomsläpplig.



- 1 Kan klippas utan ludd
- 2 Finns i många olika förpackningar
- 3 Enkel hantering

Fördelar:

Luddar inte
Enkel hantering
Finns i flera storlekar
Flera användningsområden



Egenskaper

Medicomp är mycket öppen i sin struktur och släpper lätt igenom luft. Kompressen är mjuk och absorberande. Medicomp kan klippas utan att den luddar eller släpper lösa trådar. Medicomp finns i flera storlekar och förpackningar.

Material

70% viskos och 30% polyester. Nonwovenmaterialet är utan bindemedel och optiska vitmedel. Vikt 30 g/m², 4-lagers. Steril produkt är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Osteril produkt är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

För allmän sårvård, omläggningar och rengöring av sår. Kontraindikationer: Inga kända.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Medicomp® Steril 2-pack	5 x 5 cm	411 074	25 x 2 st	50 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 072	25 x 2 st	40 Afp
	10 x 10 cm	411 064	25 x 2 st	40 Afp
	10 x 20 cm	411 075	25 x 2 st	15 Afp
Steril 5-pack	5 x 5 cm	411 051	40 x 5 st	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 052	40 x 5 st	24 Afp
	10 x 10 cm	411 053	40 x 5 st	12 Afp
Osteril, lösa i förpackning	5 x 5 cm	421 821	100 st	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	421 823	100 st	12 Afp
	10 x 10 cm	421 825	100 st	12 Afp
	10 x 20 cm	421 827	100 st	6 Afp